

120kg中药喷雾干燥干膏粉干法制粒机

产品名称	120kg中药喷雾干燥干膏粉干法制粒机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

120kg中药喷雾干燥干膏粉干法制粒机

干法制粒机应配置304不锈钢平台1套（含干法制粒机、真空上料机总高度不超过4.5米），不锈钢平台设置应便于设备操作、检修及有相关安全防护措施。

踏步平台及操作平台采用防滑花纹304不锈钢板，平台立柱采用304不锈钢方管（100*100）；踏步高度不超过175mm，宽度不小于260mm，操作平台长、宽适宜，应便于设备操作和检修；加工材料尺寸及厚度应满足平台承重要求（含设备、操作和维修人员重量）。

护栏采用304不锈钢方管焊接，高度不低于1200mm，横杆、立柱采用40*40不锈钢方管，竖杆内采用30*30不锈钢方管，竖杆间距200mm；尺寸及厚度应满足安全防护要求。

压辊材质符合GMP要求（在技术标书中说明），尺寸：200×75mm，压辊转速连续可调（调速范围可适应不同物料压片）；采用合理的安装及固定方式，易于拆卸清洗；具有足够的强度不易因挤压变形，不得与药品发生化学反应、吸附药品或向药品中释放物质。

要求配送细密直纹、网纹、光滑压辊各一套。

压辊间隙应便于物料挤压成型，间隙可调（精度0.1mm），不能有漏粉及堵塞现象，位移传感器要求国际一线品牌。

压辊要求配置gua刀，材质符合GMP要求（在技术标书中说明），可及时gua掉附着在压辊上的物料且能够有效防止碎屑产生，gua刀能够匹配直纹、网纹、光滑压辊使用（若不能通用则匹配三种压辊各配一套）。

压辊由冷却水系统（配独立外置冷水机）进行冷却，采用负压水循环冷却结构，内部有冷却水通道，能够确保辊压产生的热量能够迅速传导给冷却水，能够有效避免温度敏感物料的热变质，有防止冷却介质泄露的措施。

