

## 15-25 医用恒温箱

产品名称	15-25 医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

15-25 医用恒温箱由福意联生产。15-25 医用恒温箱销售：，联系人：武经理

公司十分注重产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断研发出国内技术的产品

。公司产品“福意联（Fuyilian）”坚持为用户提供的恒温设备、完善的是我们的追求，大限度的满足用

户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承“做事以善为先，经

营有章可循”的经营理念，精心为用户提供高质量、高技术、高性能的产品和超值服务。

15-25 医用恒温箱福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，

0-100 ) , 低温系列 ( -19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10 ) , 车载冷链运输系列 ( 2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20 ) 等各种温度段的温控产品 ; 适用于生物、 、 药房、 、 实验室、 科研院校、 等行业;25 临床恒温箱本产品属智能新型多用途恒温冷藏设备 , 温度宽泛在2-48度之间 , 可任意设定需要的数值 , 制冷系统与制热系统匹配合理 , 采用强制空气循环 , 确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快 , 设定的温度在短时间里 , 即可达到设置温度要求。 ( 具体信息请根据机型选择 )

**【产品型号】** FYL-YS-280L

**【容积】** 280L

**【温度范围】** 2~48

**【额定电压】** AC220V

**【额定频率】** 50Hz

**【外形尺寸】** 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

- 5、准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单:1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个5、钥匙1把

15-25 医用恒温箱主要特征：技术参数：型号：FYL-

YS-280L外型尺寸：595×570×1445mm内部尺寸：520×440×1230mm额定频率:50Hz噪音:44dB(a)功

率:160W电压:220V温度范围：2-48 每一度恒温调节恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强

制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度

稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：全封闭压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用特别优

化的制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电

报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板

，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密

度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条（，）温控器：智能电脑温度控制

器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透

明度高配置：1：设备一台,2，层架5个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套可选配件：1.

可选配EPS应急电源；2.温湿度记录功能，24小时监控冷链设备的温度，超温自动报警；能将设备上的报

警信息以短信形式发给注册手机用户注意事项：1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，

用户勿调节各种元器件。2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。3、使用时，储存物品尽量

放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切

断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。福意联:二、配送方式1、快递送货；2、物流送货；3、邮寄送；4、福意联自行送货；尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的网、信赖我们的产品。针对我们工厂和公司区域以外的客户，我们将主要采用前3种发货方式为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货方式的任一种为您派送商品。三、配送范围福意联的商品派送网络已经覆盖有地区，请您放心订购！如您欲了解更多福意联的相关配送事项，请致电福意联，我们将很高兴为您服务！四、配送收费 按照货物的重量、长宽高以及距离远近运输时间而确定。