

# 灭活箱280L 0-100

产品名称	灭活箱280L 0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	930009.00/台
规格参数	厂家:福意联 产品同名称:咽拭子/鼻拭子灭活 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

PCR是什么呢？PCR是聚合酶链式反应，它可以将微量的DNA大幅增加。荧光定量PCR的过程是利用酶以逆转录反应从RNA生成DNA，然后以DNA为模板进行扩增，此时获得可检测的片段就会多很多。试剂盒，能够有效简化时间，快2小时就获得结果，大大增加了每天的检测效率。

灭活箱280L 0-100 公司说明-

福意联公司将以科学的管理、灵活的经营机制、完善的售后服务，不断开拓创新出高科技产品，追求的福意联，迅速发展成为我国医用加温中具有潜力和优势的企业。为医疗系统提供安全、可靠、的产品而不懈努力！

福意联灭活箱280L 0-100 用于核酸检测前灭活样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。

灭活箱280L 0-100 型号说明：

灭活箱280L 0-100 参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

灭活箱280L 0-100 售后说明：

福意联本着“客户上，优良”的售后，为客户提供优良、耐用、美观的恒温设备，确保产品性能稳定及设备的寿命超出客户的期望。以助客户提升，降低成本，增加市场竞争力。我们真诚感谢您选择本公司的产品和售后，客户的满意是我们售后的，原与您携手共创辉煌。

灭活箱280L 0-100 相关：为提高我国感染病诊治及抗菌药物合理应用水平，发展和完善细菌耐药性监测体系，优良遏制细菌耐药，卫生计生委合理用药专家委员会和中国药师协会共同组织、实施了“临床微生物冰箱人员细菌真菌感染诊断能力提升项目（培微计划）”，希望通过系统学习，培养一批临床微生物冰箱域具备细菌真菌感染诊断能力、指导抗菌药物临床合理使用的骨干队伍。

勤发发