

奥盛一滴血检测仪 AOSN奥盛

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 奥盛一滴血检测仪 AOSN奥盛 |
| 公司名称 | 哈尔滨奥盛科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:AOSN奥盛 型号:A--1 测量范围:亚健康检测 |
| 公司地址 | 中国 黑龙江 哈尔滨市 哈尔滨市西大直街161号(金工大厦)402室 |
| 联系电话 | 86 0451 86292983 18946012586 |

产品详情

品牌 AOSN奥盛 型号 A--1
测量范围 亚健康检测

| | |
|-------|-------------------|
| 品牌 | aosn奥盛 |
| 材质 | 钛合金钢 |
| 供货商类型 | 自主生产厂商 |
| 产品规格 | 按出厂配置 |
| 产品包装 | 特制金属箱 |
| 货品运输 | 自选(ems、国内快递、物流配送) |
| 交货方式 | 送货上门 |
| 发货期限 | 一天内 |

一、仪器用途

广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作，在医疗中可进行临床检测，可供保健品营销的检测工具。采用单目镜筒及人工照明，照明可连续调节亮暗，单目镜筒可360度自由转动。

二、技术参数

1.目镜：

| 类别 | 放大倍数 | 视场直径 (mm) |
|------|------|-----------|
| 平场目镜 | 10 × | 18 |
| | 16 × | 11 |

2.物镜：

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 类别 | 放大倍数 | 数值孔径 (na) | 工作距离 (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 平场消色差 物镜 | 4 × | 0.10 | 17.5 |
| | 10 × | 0.25 | 7.31 |
| | 40 × | 0.65 | 0.63 (弹簧镜头) |
| | 100 × (油) | 1.25 | 0.18 (弹簧镜头) |

光学放大倍数：40x-1600x

系统放大倍数：40x-2600x4.聚光镜：阿贝聚光镜带可变光栏5.滤色片：蓝、黄、绿

6.机械筒长：160mm7.载物台尺寸：135 × 130mm 移动范围：75 × 35mm，游标：0.1mm8.电光源：6v/20w
亮度连续可调

三、仪器组成

生物显微镜(xsp-3c)组成：一滴血检测仪、ccd、外置盒、电源、培训光盘、软件、视频线、挂图、接头、培训书、耗材

四、仪器特点

哈尔滨奥盛科技发展有限公司是国内最早、最大的一滴血检测仪生产厂家，现已开发出新一代多功能语音检测系统，同类产品清晰度提高60倍，同质量国内最低批发价格、多项专利、赠送多种备品配件，产品远销国内外。我公司可提供整机（oem）代加工服务

更方便：电视、投影视频接口、电脑接口全部升级为“usb”设备任你使用。更豪华：系统由超微电子显示系统、智能语音软件系统、强化硬件系统、进口光学系统、进口数码采集系统组成。更先进：采用独有的数字硬件增色放大技术、色彩鲜艳、立体感强、放大倍率高达30000倍，分辨率0.1微米，能将血细胞放大到3cm，震撼非凡。更准确：引进国外先进的氧自由基学说、细胞形态学等理论、可直接检测出人体内近百种潜在的疾病，对人体健康状态进行深入检查，准确率达到91%以上。更实用：适合社区、药店、会议营销、专卖店、门诊、医院等健康评估、109多项检查。更快捷：查询病例简便快捷，可按编号、姓名、性别、年龄、电话号码、日期等多种方式查询，自动显示检测次数，只需一按即可查找出原来服药或治疗前的档案及血象图与病例，并同时打印输出，在国内处于领先水平。更易学：操作简单、高科技产品看似复杂、实际操作简单、公司独自开发的语音软件及语音培训光盘及书面教学资料，普通人在没有指导的情况下、通过培训光盘资料半天既可学会操作。更实际：采用开发式设计，可连接电视机、计算机、投影机等设备、方便会诊、教学和演示。更灵敏：亚健康检测，经过指尖一滴血，便可检查红细胞的聚集程度、胆固醇结晶、粥样硬化斑块、死亡细胞的多少、乳糜颗粒、血栓块等；可快速检测出身体的健康状态，检测内容效果超过mdi一滴血检测。

以下是我公司一滴血检测仪干血效果图，蛋白纤维清晰可见：

我公司的ccd芯片是日本原装进口的夏普图像处理芯片，图像还原性非常好。

公司网址：

www.hrbaosn.com

电话：0451 - 86292953

0451 - 86292983

18946012587

[\[点击留言\]](#)[\[点击拨打免费电话\]](#)