

# 心肺复苏模拟人,心肺复苏术实训模型QY-CPR690

产品名称	心肺复苏模拟人,心肺复苏术实训模型QY-CPR690
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-CPR690 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

## 产品详情

产品功能进行全面升级，采用全液晶屏显示。突出CPR训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。更加符合临床和教学练习CPR操作要求。

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）& 心血管急救（ECC）指南标准

功能特点：

采用8英寸彩屏显示：矩形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：

初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

控制器显示屏功能：

电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

操作提示：训练和考核中全程中文语音及文字提示，可开启和关闭语音，调节音量。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：吹气量过少时条形码为黄色。合适时，条形码

为绿色。过大时，条形码为红色。

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

按压深度过少时，条形码为黄色。合适时，条形码为绿色。过大时，条形码为红色。

操作时间：可自行设定操作时间，以秒为单位。

实战考核:老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

操作频率：2015标准为至少100次/分，也可自行设定数值。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V，可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。

打印机功能：成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确(错误)次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

材料特点：

标准配置：

高/级复苏全身人体模型一具；

高/级显示控制器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条；

电源适配器一根；

数据线一根；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

2015国际最新操作指南光盘1盘；

急救手册 1 本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；