

水质硫化物酸化吹气仪装置

产品名称	水质硫化物酸化吹气仪装置
公司名称	青岛溯源环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市市北区辽宁路228号1121户
联系电话	0532-82122969 18553291905

产品详情

4位或6位样品；氮气流量：0—10L/min；支路流量：0-0.6L/min（4/6路）；温度范围：0-99.9

GB/T16489-1996《水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》

HJ/T60-2000《水质硫化物的测定 碘量法》

水浴锅采用电磁阀控制放水，方便实验操作（仅限6位）

仪器底部安装有万向轮，方便移动；（仅限6位）

一、产品简介：

针对污水、工业废水等水样中的硫化物检测中繁琐、复杂的酸化吹气的前处理过程我公司设计出GC-400型水质硫化物酸化吹气仪，该款仪器是按照国标《GB/T16489-1996水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》以及《HJ/T60-2000水质硫化物的测定 碘量法》的要求设计的，完全可以满足实验前处理要求，该仪器具有操作简单、样品均一性高、大大降低有害气体的损伤、处理样品量大等特点。

二、应用领域

环境分析：生活污水、工业（焦化、造纸等）废水

海洋环境水质分析检测

水文水环境分析：流域水

生活饮用水分析：地表水和地下水

三、执行标准：

HJ/T60-2000《水质硫化物的测定 碘量法》

GB/T16489-1996《水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法（第四版）》

四、仪器特点：

- 1、可根据需求选择不同的分析方法亚甲基蓝分光光度法或者碘量法
- 2、根据国标对流量的要求，实现4通路的气体流量精密控制，大大减小实验误差。
- 3、250mL大容量碘量瓶，可同时预处理4个样品
- 4、各反应瓶为独立的气路系统，避免样品的交叉污染以及节约气体
- 5、密闭气路系统，尾气可排室外或者吸收处理，避免有害气体对实验人员的伤害
- 6、采用恒温水浴加热，配合温控系统，具有良好的温度均匀性
- 7、采用优质镜面不锈钢材质制作，具有优异的使用性能
- 8、主机应用手动升降系统，配合旋转样品托盘，可方便实验操作
- 9、水浴锅采用电磁阀控制放水（仅限6位仪器），方便实验操作
- 10、仪器底部安装有万向轮，方便移动（仅限6位仪器）；

五、技术参数：

- 1、样品位数：4位或6位
- 2、氮气流量：0—10L/min
- 3、支路流量：0-0.6L/min（4/6路）
- 4、加热方式：控温型恒温水浴
- 5、温度范围：0-99.9
- 6、温控精度：1
- 7、加热功率：4位 1100W；6位 2500W
- 8、工作环境：（5~40）；相对湿度 < 85%（无冷凝）；

六、配置清单：

- | | |
|---------|------|
| 1、主机 | 1台 |
| 2、样品架 | 1副 |
| 3、弹簧 | 1副 |
| 4、电源线 | 1根 |
| 5、加酸漏斗 | 4/6只 |
| 6、反应瓶 | 4/6套 |
| 7、吸收显色管 | 4/6只 |
| 8、连接管 | 1包 |
| 9、合格证 | 1份 |
| 10、保修卡 | 1份 |
| 11、说明书 | 1份 |