

# 心肺复苏创伤模拟人QY-ALS900

产品名称	心肺复苏创伤模拟人QY-ALS900
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-ALS900 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

## 产品详情

复苏模拟人模块执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准

系统主要功能：（该款模拟人在培训时间内可利用现有的资源办公电脑进行软件安装即可进行培训。退出操作程序就可以进行其他日常操作）

人工呼吸与胸外按压时：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示；

模拟标准气道开放；

人工手位胸外按压时：

- 1、动态条码指示灯显示按压深度；
- 2、计数显示；详细记录按压正确和错误的次数，并区分错误的原因；
- 3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正；
- 4、实时操作波形图显示按压操作的过程；
- 5、实时矩形图显示按压深度（通过红色、绿色、黄色、灰色直观体现操作过程）；

人工口对口呼吸(吹气)时：

- 1、动态条码指示灯显示吹气量大小；
- 2、计数显示；详细记录人工呼吸正确和错误的次数，并区分错误的原因；

- 3、语言提示：中文语音提示，详细提示人工呼吸错误的具体原因，以便训练者及时改正；
- 4、实时操作波形图显示人工呼吸操作的过程；
- 5、实时矩形图显示人工呼吸量大小（通过红色、绿色、黄色、灰色直观体现操作过程）；

标准参数：实时操作频率控制功能；

操作时间：可自由设定时间；

操作方式：训练、普及考核；专业考核；

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定；

可打印成绩单；

可进行多媒体教学，也可进行与投影仪连接播放教学；

学员管理：可自由编辑学员名称、编号、存档；

操作过程可存档、回放等功能；

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、

肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。材料长时间不老化变质，允许操作次数为50万次。

创伤评估模块：

面部烧伤 度

前额撕裂伤口

颌前创伤口

锁骨开放性骨折与胸膛挫伤

腹部创伤伴有小肠突露

右上臂肱骨开放性骨折

右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露

右手掌枪弹伤口

右大腿股骨开放性骨折

右大腿复合形股骨骨折

右大腿金属异物刺伤

右小腿胫骨开放性骨折

右足开放性骨折右小指截断创伤

左前臂烧伤 度

左大腿截断创伤

左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤