

美瞳的生物相容性检测有哪些

产品名称	美瞳的生物相容性检测有哪些
公司名称	深圳市亿博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）
联系电话	13530187509

产品详情

彩色隐形眼镜的出现，满足了妹子们对眼睛变大、变亮甚至变色的需求，但因产品质量问题伤害眼睛的案例频频出现。

镜片的透氧性，是隐形眼镜优劣的重要指标。

“角膜需要从环境中获取氧气，佩戴隐形眼镜一定程度上会影响角膜供氧。若隐形眼镜透氧性能差，佩戴时间过长可能会引起角膜缺氧肿胀，造成损害，要尽量选购高透氧性的镜片。”

目前GB11417.3-2012《软性接触镜》中仅规定了透氧量的测量值与标称值的偏差，并无具体的透氧量要求。隐形眼镜专家Sweeney在其专著《硅水凝胶》中称，佩戴1天隐形眼镜而无角膜水肿，透氧量（Dk/t值）应不小于 24×10^{-9} 。