

牙膏检测 清洁用品检测 过硬颗粒泡沫量检测

产品名称	牙膏检测 清洁用品检测 过硬颗粒泡沫量检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，是一种洁齿剂，一般呈凝胶状，通常会抹在牙刷上，用于清洁牙齿，保持牙齿美观和亮白。

牙膏检测项目：

感官指标：膏体、香味。

理化指标：挤膏压力、稠度、泡沫量、稳定性、过硬颗粒、PH值、二甘醇、总氟量、可溶氟、重金属、砷。

卫生指标：细菌总数、金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄葡萄球菌、志贺氏菌，沙门氏菌等。

牙膏检测标准：

GB/T 35832-2018 牙膏磨擦值检测方法

GB/T 8372-2017 牙膏

GB/T 32677-2016 牙膏中无机亚硫酸盐的检测方法

GB/T 32118-2015 牙膏中甲醛含量的测定

GB/T 32121-2015 牙膏中4-氨基环己甲酸(凝血酸)的测定

GB/T 32122-2015 牙膏中12种硝基咪唑类药物的测定

GB/T 31532-2015 牙膏中丁磺氨钾和糖精钠的测定液相色谱法

GB 24567-2009 牙膏工业用单氟磷酸钠

GB 24568-2009 牙膏工业用磷酸氢钙

GB/T 23957-2009 牙膏工业用轻质碳酸钙

GB/T 22730-2008 牙膏中三氯甲烷的测定

GB 22114-2008 牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇

GB 22115-2008 牙膏用原料规范

GB 8372-2008 牙膏

GB/T 21842-2008 牙膏中二甘醇的测定