

【供应】 Jinct 3000分析仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 【供应】 Jinct 3000分析仪 |
| 公司名称 | 东莞市精威盛实验设备有限公司 |
| 价格 | 240000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:精威盛 型号:jinct 产地:广东 |
| 公司地址 | 东莞市南城区袁屋边大道容大大厦701 |
| 联系电话 | 0769-22987820 13826951370 |

产品详情

产品说明：Jinct 3000分析仪（1）Jinct320高压恒流输液泵1.采用微机型双泵头柱塞杆设计，泵体设计均使用不锈钢或高分子材料，输液稳定，脉动少，抗高压能力强，操作简单快捷。2.原装进口单向阀，柱塞杆和密封圈，采用浮动导向的设计，延长柱塞杆的同时，增加了输液的稳定性。3.完整的管路密封性能，减少管路气体的进入。4.独特的单向阀设计，具有结构简单，密封性能好、维护方便等优点，同事也提高了恒流泵输液的精度5.高智能的高低压报警功能和柱塞杆自动清洗更能，大大降低了人为才做引起的误差。（2）Jinct420紫外检测器1.采用高性能的数据转换系统，检测器上的信号，直接通过R323或USB转换成数字信号，通过软件对结果进行分析，避免了信号的多重转换，****的减少干扰和转换过程的影响。2.独特的流通池设计：国内首创的双通道微量流通池设计，大大提高了检测器的各项性能指标3.灯和光路系统，采用分开隔离的设计方式，加快了仪器的稳定，同时提高了检测器的精度，大大减少了仪器的偏差。（3）Rheodyne7725i进样器1.Rheodyne的不断流（MBB）结构设计专利，可以在取样和进样切换时保持流动的连续性，极大的降低了瞬时压力冲击对系统的干扰。2.较宽的30度端口，易于与接头连接。3.单点压力调节，减少了转子密封垫和定子间的摩擦，延长使用寿命。4.内置位置传感开关为色谱仪提供了可再现的开始信号（4）Phenomenex色谱柱1.超广的使用范围：Phenomenex色谱柱能在pH 1.5-10范围内稳定使用；2重现性能好：保留时间重现性可达RSD（%）0.1以内，峰面积重现型可达到重现性可达RSD（%）0.2以内；3采用先进的CN，NH2和SCX固定相（5）Jinct220反控柱温箱（图片见附件12）1.全电脑软件控制2.控温及溶剂托盘一体设计（6）色谱软件（1.简单明了的操作界面软件使用反控设计，所有的操作均可通过电脑上的软件来完成2.全中文操作软件，不同于其它大部分进口或中外合资的产品，Jinct仪器软件采用中文设计，易学、易懂3.强大的功能（1）软件将控制模组、数据处理模组和报告模组分开

设计，可在测试的时候，同时进行其它样品的分析和数据处理（2）软件将仪器所有部件集中控制，并将各部件的实时情况及时反馈在软件界面（3）软件可实现对仪器上的部件（如氙灯的使用情况）进行监控，确保仪器的正常运行4.高智能控制软件，提高测试精度（1）软件可选用外标法、内标法、归一法、修正归一法、带比例因子的修正归一法以及指数计算方法，六种定量方法的灵活运用，提高了难分析样品的测试精度。（2）多方式的标准曲线：软件可以建立多点或多方式的标准曲线，进一步提高不同浓度范围样品的测试值（3）方便快捷的参数设置：软件中参数采用灵活的控制方式，方便调整各参数以达到**的效果