核酸标本转运箱

产品名称	核酸标本转运箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

核酸标本转运箱厂家简介:福意联企业注重产品的质量和!我们更注重发展的产品线、提高售后、培养人才队伍。同时,我们秉承以客户需求为核心、以市场为导向,为用户提供更的医疗器械产品,以引进的产品推进发展,以健全优良的体系为客户创造,以感恩的姿态回报社会。

核酸标本转运箱参数:

核酸标本转运箱用途:

--可用于、样品、生物试剂、运输保冷、液制品、成分样、采集、食品等冷藏保温。适用于医疗卫生、 检测、科研试验、采样等样品保存、车载冷链运输等。

核酸标本转运箱产品特点:

内采用SUS不锈钢,外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理。 密封材质为耐高温硅胶或纤维石棉绳。循环方式:强制水平送风循环; 加热方式:PID+SSR或PID+SCR; 温度范围;室度+20—260度;(注:温度可调,可达550度) 温控器:PID微电脑控制; 计时器:计时、恒温功能,温到计时、时间到切断加热电源; 保护装置:超温保护、高温保护、过流保护。

售后优良1 定期给每位购买产品的顾客进行回访;(做好客情记录并完整交接工作)2 尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中,而不要带到公司会场,减少退货; 3 遇到客户抱怨 ,勇敢面对,积极处理;

4

售后医生给客户承诺的内容要及时反馈业务部门,并及时落实;5 售后医生要多上门回访,处理抱怨,避免退货和投诉;6 已购客户检测表要有具体参数登记,以便于复查时,有对比的,同时让工作人员准确掌握客户情况,保证仪器促销效果;

1、定期清理恒温箱内的冰霜和水分,含水量大的食物放入恒温箱内储存之前先用保鲜膜包裹起来;2、定期用表面的积尘积垢,保持恒温箱周围通风顺畅;3、储存在恒温箱内的食物应按照类别尽可能分区摆放,尽可能 外表面不可以有布一类的遮挡,不要在侧板上贴一些招示贴一类的东西,以免影响到恒温箱制冷系统的散热效 需要给恒温箱断电停用的,停用之前应把恒温箱内清理干净,晾干水分,保持恒温箱处在通风干燥的位置上,