

试剂冷链运输保温箱 带打印

产品名称	试剂冷链运输保温箱 带打印
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-30L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意电器有限公司是于医用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱、药品小冰箱、医用车载冰箱供应，各种规格型号的医用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱、医用车载冰箱等产品。

"福意联"压缩机系列的车载运输设备，采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，温度范围10~-25 自由设置温度。1. 按键温度控制器，可根据所需温度进行温度设置。2、数字显示屏，适时显示温度变化情况。3、直流压缩机，高强度低温制冷，制冷速度快，无氟；4、中间为高密度绝热保温层，保温效果良好；5、合理的蒸发冷凝系统设计，确保的制冷效果；6. 内部结构为整体空间。7. 使用寿命长，耗电少，体积小巧；8.便于移动，配备变压器室内也可使用（车载，室内两用）、附件1、车载冰箱1台2、车载电源线1根3、说明书1本4、置物筐1个

车载冰箱型号	参数	单温区	型号	温度范围()	产品用途	容积 (L)
	-25~25度	恒温运输(冷藏/冷冻)	18L	FYL-YS-25A		
	-25~25度	恒温运输(冷藏/冷冻)	25L	FYL-YS-30L		

-25~10度 恒温运输(冷藏/冷冻) 30L FYL-YS-45L -25~10度
 恒温运输(冷藏/冷冻) 45L FYL-YS-60L -25~10度 恒温运输(冷藏/冷冻)
 60L 单温区(大型) 型号 温度范围() 产品用途 容积(L) FYL-YS-158L
 -25~10度 恒温运输(冷藏/冷冻) 158L FYL-YS-178L
 -25~10度 恒温运输(冷藏/冷冻) 178L FYL-YS-228L -25~10度
 恒温运输(冷藏/冷冻) 228L

产品型号： 控温范围 容积(L) 箱体尺寸(mm) 款式 _____

产品型号	控温范围	容积(L)	箱体尺寸(mm)	款式
			FYL-YS-18L	-25-25 18
520*270*360	卧式	FYL-YS-30L	-25-10	30
540*400*397	卧式	FYL-YS-45L	-25-10	45
650*400*430	卧式	FYL-YS-60L	-25-10	60
650*400*520	卧式	FYL-YS-108L	-25-10	
108 625*490*910	卧式	FYL-YS-158L	-25-10	
158 875*520*910	卧式	FYL-YS-178L	-25-10	
178 955*520*910	卧式	FYL-YS-258L	-25-10	
258 1245*665*905	卧式	FYL-YS-50LL	-12-10	
50 430*480*510	立式	FYL-YS-100LL	-12-10	
100 480x490x840	立式	FYL-YS-128L	-30~10	
128 550*560*850	立式			

甘露醇加温柜主要用于溶解处理甘露醇在存放过程中所产生的结晶的医疗用加温柜，结晶溶解后澄明度仍应符合规定，而对结晶溶解后，澄明度不符合规定者，肯定是初查时即为不符合规定者，当然作为较大的晶核更易引起结晶。

售后服务承诺：一、目的：为了更好地为顾客服务，提高公司经营信誉，增强市场竞争力，特制定本服务制度。二、坚持“质量、用户”的经营思想，将售后服务工作，提高到与产品质量要求同步。三、与供货方签订质量保证协议时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门领导，提出改进措施，并组织实施。五、对顾客来信、*、来访提出的问题，有关部门应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档管理。七、对顾客在商品质量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报质量管理部门。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户服务工作制度化、标准化，不断提高服务质量。九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息，及时反馈给企业领导，促使领导正确决策。

勤发发