

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L

产品名称	恒温样本灭活仪FYL-YS-151L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L厂家简介：福意联公司产品优良各地，优良的质量，优良的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。北京福意联以质量为本，为满足用户的经营理念，不断应用新，新工艺、新材料，竭诚为用户提供优良的恒温箱产品和更加完善的。

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L参数：

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L产品特点：

1.优良的温控系统2.采用原装高精度电脑温控系统，优良保持箱体内部温度2~48 稳定；高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1

, 调整增量1 。 3.智能控制风扇强制冷气循环系统, 确保箱体内部温度均匀性; 4.的控制
系统5.键盘锁定、密码保护功能, 防止随意调整运行参数; 6.报警温度范围自由设定; 系
统故障报警(高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警); 7.开机自检延时启动
, 停机间隔保护功能, 确保运行可靠; 8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种自动运行
程序。9.运行参数显示功能, 实时监控, 确保设备稳定性。10.配备远程报警接口; 11.独有
的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分, 确保管理运行参数的责任性与物品
储存的可靠性。12.无氟制冷系统, 制造产品, 营造。13.人性化设计14.优良钢丝浸塑可调
节搁架, 便于存取操作, 易于清洗。15.大屏幕数字显示便于观察。16.门锁设计, 防止任
意开启。17.宽电压带, 适合187 - 242V电压使用。18.箱体采用优良结构钢板, 经选进防腐
喷涂工艺, 表面色泽柔和。19.三层透明保温玻璃门, 内充惰性气体。20.箱体节能照明灯
使箱体内部一目了然。

:公司服务承诺: (1) 正常无须更换配件的故障, 只收取基本的费用, 需换材料的故障需
加材料费。(2) 机器修复交付用户后: 更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位
同一配件故障, 提供免费保修。(3) 属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水
、lei击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况, 不予保修。(4) 预约.....上门检查
.....制定方案.....确定价格.....开始.....后开保修单.....建立.....回访

恒温样本灭活仪FYL-YS-151L注意事项:



设定在正确位置。

5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。

轻轻擦洗，然后蘸清水将洗涤剂拭去。2、为防止损害相外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉

、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗恒温箱。3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水

或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否