

广东直销多功能提取罐 大容量反应釜

产品名称	广东直销多功能提取罐 大容量反应釜
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远制药设备 型号:TQ-5.0 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

多功能提取罐

中药多功能提取罐适用于中药、动植物等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、渗透、芳香油成分的提取及有机溶剂的回收等多种工艺的电加热多功能提取罐

详细介绍：

如今在社会利好政策的推动下中医药产业迎来了发展契机，提取罐作为中药的提取设备也将获得新的发展机遇。其中中药多功能提取罐对大批量药材有效成份提取效率高，节约能源，有效成份提取更充分提取液含药浓度更高，从而在中医药产业发展中被广泛应用。

中药多功能提取罐适用于中药、动植物等行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、渗透、芳香油成分的提取及有机溶剂的回收等多种工艺的电加热多功能提取罐，采用动态提取浓缩，超声波提取，时间短，效率高;设备采用电加热方式，自动化程度高，罐内配备CIP清洗头，符合GMP医药标准，可以实现提取和浓缩温度的控制及显示、在线检测等。

中药多功能提取罐结构为罐体，结构紧凑，站地面积较小。罐体内轴向位置装置的螺旋推进器或旋浆推进器与罐体外的转动轴盘连接。机械具有一组斜卧的连续逆流浸出的提取单罐，相互之间的出料口与进料口相连接以构成连通器。每一个单罐体的低端上部具有进料口，下部具有残液排出口，罐体高端上部具有进液口或排气口，下部具出料口。

中药多功能提取罐热效率高。若设备配置一台小型过热发生器，可提供整机所有加热用高温汽水混合物。过热水发生器能够让加热、降温速度快，热效率较高。因此，在相同时间内，设备能为用导热油加热的真空浓缩设备生产部门做更多批次的生产。此外，中药多功能提取罐的灵敏度也比较高，温度调节灵敏(精度 $\pm 1^{\circ}$)，加热器能很快的反映操作指令，避免了用导热油加热时温度自然降温缓慢而无奈等待的

困境。

技术参考：

型号：TQ0.5 TQ1.0 TQ2.0 TQ3.0 TQ4.0 TQ5.0 TQ6.0 TQ8.0

全容积L：560 1300 2300 3600 4400 5560 6500 8900

罐内压力：0.09

夹套压力：0.3

过滤面积：0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50

出渣门：600 800 800 800 1000 1000 1000 1200

人孔:300 300 400 400 450 450 450 500

搅拌功率:1.5 3.0 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5

搅拌转速:63

蒸汽耗量:100 180 225 300 330 380 420 495

冷却水耗量:2.6 4.2 4.2 6.8 6.8 8.5 8.5 10

加热面积：2.1 4 5 6.8 7.3 8.5 9.5 11

冷凝面积：3.0 5.0 5.0 8.0 8.0 10.0 10.0 12.0

冷却面积：1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5