

水样样本保存箱

产品名称	水样样本保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	826423.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-18A/25A/30L/45L/60L/178L/228L 容积:18-228L 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

水样样本保存箱产品说明：

车载运输、药品、生物冰箱试剂、制品、抽样储存、成分血样、采集、食品及其他物品等冷冻冷藏及特定保温。

水样样本保存箱福意联公司-

北京福意电器有限企业注重员工队伍建设，重视人才的培养，不断加强和完善培训制度，努力提高员工的知识水平和售后意识。每个福意联人均肩负“质量是企业生命”“争先创优、售后优良”的使命，严把质量关，以严谨的工作态度，高度的责任感营造出性能、质量过硬的产品，从而赢得客户的赞誉，树立了良好的！

水样样本保存箱参数：

水样样本保存箱介绍：

- 1.控温精度高：产品温度设置范围在-19~10，并能优良控制箱内温度，满足生物冰箱制剂、检测试剂、酶反应物、有益微生物冰箱、物品等冷藏冷冻储存、恒温保存及运输储运。
- 2.优良的密封性能：产品采用高性能PVC材质密封条，和高强度合金优良铰链，经久耐用承受力强。可对产品内部空间有效密封，能保证产品内部空间保持在一个稳定的PH值范围内，保证样品在运输过程中的安全存储。

3.防震、抗颠簸：选用丹佛斯压缩机，体积小、重量轻、噪音低、制冷快、低能耗、寿命长是国外知名压缩机中的精品。内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保样品安全。

4.安全锁的设计，可以保证存储物品的安全性。

5、温度储存记忆功能：保证试剂运输安全。

【产品型号】FYL-YS-108L【容 积】108L【温度范围】-25~10 【额定电压】DC12-24V
【额定功率】60W【外形尺寸】605×570×932mm【商品重量】27.5kg【制冷剂用量】R134a

【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -25 ~ 10 ；*
选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；*
采用优良蒸发，实现优良制冷效果；*
本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；*
停电保温测试均达到规定的各项指标；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；*
室内使用：接室内220V交流电源；

【产品配置清单】1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、车载电源线一根

水样样本保存箱售后：

北京福意电器有限公司明确规定，以精益求精的态度每一台设备，厂家直接发货，出厂前要经过部、部、部、发货部等多个部门严格审查，确保无误后，方可发货。公司在每个地区，都设有专职售后售后经理，凡购买我司产品的客户，均享受三包政策，对产品实行终生维护；对于客户在使用过程中出现的问题，我们将在8小时内电话响应，如需上门，48小时之内到达现场，以达到“优良、”的售后理念。

水样样本保存箱相关：基本要求1 冷藏药品企业应具有并能出具优良冷藏药品在贮藏、运输过程的温湿度稳定性数据；供应商、冷链物流商应向商提供冷藏药品企业出具的温湿度稳定性数据。2 冷藏药品、经营、使用单位以及承担冷藏药品冷链物流贮藏、运输温度始终控制在规定的范围内。的企业需要配置可靠的设施设备和运输条件来保证冷藏药品从出厂到使用前的3冷链系统涉及的设施设备及运输途径等均须经过验证、确认和批准后方可投入使用；设施设备及运输途径需要进行变更的，则须再次进行验证、确认和批准后方可使用。4 涉及冷藏药品、经营、使用单位以及承担冷藏药品冷链物流商须建立完善的冷藏药品冷链管理制度，包括温度异常应急处理预案等。三、验证的总体要求1 冷链的相关环节，库房、设施、设备、车辆、保温包装和**仪器等应经过验证和确认，并形成书面文件。2 应制定冷链验证主计划，根据风险和影响程度确定需要进行的确认和验证工作，以证明其特定操作的关键部分可控，并保证维持在良好状态。3

应根据验证对象制定验证方案，并经过审核、批准。验证方案应明确实施验证的职责。4 验证应按照预先确定和批准的方案实施；验证工作完成后，应写出验证报告，并对验证过程中出现的偏差进行评估，再进行审核、批准。验证结果和结论(包括评价和建议)应有记录并存档。5

验证和确认应考虑环境温度变化、冷藏药品稳定性数据、运输或配送的相关信息、包装部件的设计等。

勤发发