

多功能恒温解冻仪

产品名称	多功能恒温解冻仪
公司名称	长沙道然信息科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县星沙街道开元中路88号星隆国际广场1栋3010（注册地址）
联系电话	18274883063

产品详情

恒温解冻仪产品说明 Product description

恒温解冻仪，隔水式恒温解冻仪：是将浆袋放在融浆水囊与水囊之间，按启动键后，热水自动注入水袋内，进行循环融浆。使浆袋在融化过程中始终不接触水，保持真正意义上的干式融浆，整个流程都是全自动智能电脑控制,自动调温，自动加水处理.干式隔水膜袋使用绿色新型材料制成，无任何耗材、无限使用寿命长。

恒温解冻仪应用范围 Application range

全自动处理，无需人工值守,自动完成工序,为使用快速节省了时间，节能减排、节约水资源;融浆过程不使用一次性塑料袋包裹浆袋，保护环境减少污染。

恒温解冻仪主要特征 Principal character

- 1、样品容量：8、12、16、20、24袋
- 2、微电脑7寸触摸大液晶显示屏全程控制，双金属片两级温控系统，超温自动报警并切断电源多重视听报警系统，待机、融化等工作模式。显示器实时显示数字水温度和融化时间
- 3、全自动自动调节温度,自动加水处理,自动定时设置时间,到达时报警提示。干式隔水膜袋是使用绿色新型材料制成，无毒味,无限使用寿命长.
- 4、全自动加热是由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成，加热精度不高于 ± 0.5 ,融化使用专门设计的“水循环”带摇摆功能系统。
- 5、自动水位检测：自动加水处理,如没有连接水管,低水位时自动报警，并且自动停止加热,防止干烧。
- 6、全自动调节温度：30 -45 可任意调用,全自动进口温度传感器自动校准功能，超温保护稳定性好，

可选配24小时温度曲线记忆功能。水温度差不大于0.5℃，保证浆袋的平均融化。水箱密封，长期不用换水,节约资源减轻换水负担。

7、如有浆袋破裂因有隔水膜袋包裹，不会造成过量渗漏，污染水箱及环境。

恒温解冻仪技术参数 Technical parameter

样式方式：台式

融化方式：干式隔水融化(目前对融化有要求都是用干式隔水融化，不接触样品)。

解冻时间：10-20分钟(1栏可处理2袋100ml/200ml，-20℃，扁平冰袋)。

融化温度：30℃~45℃ 可任意调温。

温度控温精度：±0.5℃。

加装置：由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。

显示屏：7寸触摸数字显示水温和所剩下的融化时间。

振动方式：循环式摇摆。循环泵流量：15L

控制系统：微电脑全程控制，多重视听蜂鸣提示系统，待机、融化等工作模式。

定时报警：设置时间到达时蜂鸣提示。

水位检测：低水位时自动蜂鸣提示，并且自动停止加热。

温度校准：进口温度传感器自动校准功能，超温保护稳定性好，可选配24小时温度曲线记忆功能。

恒温解冻仪型号选择 Model selection

解冻袋数：200毫升8袋

解冻方式：干式隔水

解冻时间：10-20分钟

可调时间：1-99.50分钟

设温度：30-45℃

循环频率：50次

循环幅度：60mm

功率：1800w

台式尺寸：530x600x500

立式尺寸：530x600x500

净重：18.5kg/加水37kg

本产品是在冰冻血浆解冻箱原理的基础上、增加了医用PVC薄膜制造的膜袋，在解冻时让血浆与水隔离，达到干式解冻的目的，改变了传统水温箱式的直接湿式浸泡解冻方法。该产品不但保持了血浆袋外部干爽清洁和标识的完整，又能防止污染水源，同时也能减少医院内交叉感染的几率。可减少血浆袋破裂造成血资源浪费。