

试剂冷链运输标准-细胞冷链物流公司-上海深谊冷链

产品名称	试剂冷链运输标准-细胞冷链物流公司-上海深谊冷链
公司名称	上海深谊供应链管理有限公司
价格	300.00/保温箱
规格参数	保温箱:6L 保温箱:23L 保温箱:60L
公司地址	上海市闵行区虹梅南路4999号1栋
联系电话	186-16788189 15021609836

产品详情

深谊供应链（SYL）提供隔热保温包装、干冰及冷冻包装。保证运输过程温度要求，为运输物品补充干冰和替换包装、制冷剂的服务，提供温度记录器具监控全程的温度及湿度状况，保证温控产品的安全送达。

SYSC运输的货品：

1，临床标本：细胞液氮运输、血样、血清、尿样、DNA、RNA、基因、肌肉组织切片、骨节、植物标本、蛋白质等标本运输

2，
诊断试剂：分子诊断、生化试剂、分子生物学产品、COVID-19试剂、细胞生物学试剂等试剂运输

3，冷链药品：药品整车零担温控运输

医疗设备运输：西门子、贝克曼、BD等医疗设备提供包装运输终端配送到位等一体化服务。

目前深谊供应链（SYL），操作经验充足，

现有操作温区有：

2至8 、15至25 、-15至-25 、-20至-80 、-60至-80 、-196 。

运输要求：

深谊供应链应制定发货运输流程。流程包括但不限于运输前通知、运输方式、线路、联系人及其联系方式,

异常处理方案等内容。

1, 运输方式选择应确试剂冷链运输保温度符合要求, 应根据试剂数量、路程远近、运输时间、贮存条件、外界温度等情况选择合适的运输工具, 宜采用冷藏车或冷藏(保温)箱运输。

运输人员出行前应对冷藏车及温度记录显示仪、制冷和打印等设备进行检查, 应确保所有的设施设备工作正常并符合温度要求。在运输过程中, 应及时查看温度记录显示仪, 如出现温度异常情况, 应及时报告并处置。

采用冷藏(保温)箱运输时, 应在其外包装箱上注明贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项和运输警示等信息。

采用冷藏(保温)箱运输时, 试剂冷链运输根据冷藏(保温)箱的性能验证结果, 在试剂(保温)箱支持的、符合试剂贮存条件的保温时间内送达, 确保在规定的温度范围内运输及配送。

2, 试剂, 药品冷链采用航空运输时, 带有锂电池等温度记录设备必须符合 IATA 危险品规则及中国民用航空管理部门相关规章要求。

采用航空运输时, 承运人应在各操作环节对冷藏试剂, 药品实施快速作业(如机下快速中转等)。冷藏试剂, 药品不得放在烈日下曝晒, 或者放在露天风吹雨淋。宜为疫苗、生物制品等时间温度特别敏感的冷链货物

提供安检和装运快速通道。运输过程中温度超过规定范围时, 温湿度自动监测系统应实时发出报警, 配送等相关人员应查明原因, 及时采取有效措施进行调控。运输途中的温度数据应实时监测并记录。数据可导出、上传, 且不可更改。