

供应索源LIS系统实验室管理系统

产品名称	供应索源LIS系统实验室管理系统
公司名称	郑州索源电子科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:索源 型号:网络型 尺寸:12寸
公司地址	郑州市金水区居易国际广场4号楼1417
联系电话	0371-88020266 18638922113

产品详情

[检验科信息管理系统 \(LIS\)](#)

实施LIS后，整个检验科乃至整个医院的检验信息就全在网络系统（LIS）的管理之下，这能带来四个方面的运行便利。

[信息自动传递](#)

这个便利主要表现在检验科在申请单录入时。目前国家要求必须给患者出具中文检验报告，为满足该项要求，绝大多数仪器都配备了中文软件。这样，在给患者出报告前不可避免的先要把患者信息输入计算机。对于大型医院的海量报告单数量来讲，这个输入的工作量是非常巨大的。而实施LIS后这部分工作完全自动化了。患者信息的输入被均匀分配到门诊挂号、门诊医生、病房医生或护士、门诊取血点等等。

[计算机联网处理结果:](#)

检验结果在给患者打印报告前，检验医生必须首先对结果进行审核。检验科联网后，任何一台计算机都可以处理任何一台仪器的数据。这样避免了计算机的闲置。而现在的情况是，计算机没联网，某台计算机仅仅针对一台仪器，工作完成后只能闲着。

[打印联网](#)

:

由于检验数据都是在网上的，连上网的任何计算机都可以进行打印。这样就可以很方便的分配打印任务，如设立打印工作站，专职进行打印；也可以把打印均匀分配到护士工作站上进行打印。

[结果共享:](#)

医生或患者可以随时查看检验结果，尤其是历史结果，还可以进行结果的对比。其中历史结果对比是LIS给医院带来的直接好处。通过项目结果数据的对照，医生更容易判断患者病情的变化，更容易作出诊断结论。

[无纸化检验:](#)

也可称之为数字化检验。在软件系统的支撑下，患者一旦挂号或者住院，他就获得了一个唯一的标识（门诊号或住院号，软件自动生成）。[门诊医生或住院医生](#)所开出的任何化验信息都与患者的标识相关联，化验信息一旦生成，检验科立即就能得到。检验结果出来后数据立即存入软件系统，门诊医生或住院医生也马上就能看到。

检验信息的准确性

[HIS](#)

—LIS联网检验信息的不准确性首先表现在由于医生字迹的潦草或者笔误导致患者信息不准确，如姓名看不懂，或者患者门诊号或住院号出错。采用HIS—LIS联网后，这些信息都是有机器来产生和传递，避免了人工操作，人为失误自然得到避免。

[结果准确:](#)

由于各仪器的检验结果自动从仪器传输到计算机，然后再自动存放到服务器上，打印出来的报告单和患者一一对应，不会出错。另外患者的历史结果甚至几年前的结果，也可迅速查询得到。