

急诊/ICU特殊病房输液加温箱

产品名称	急诊/ICU特殊病房输液加温箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-280L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，为用户提供可靠的产品及服务为质量方针；以执行合同；以快捷、优良的售后服务为质量承诺，竭诚为广大新老客户提供满意的产品和优质服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念，以“精诚服务”为公司之宗旨。

恒温箱产品功能介绍：

产品特点 采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求； 微电电脑控温系统，控温，，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；
聚氨酯整体发泡技术

透明玻璃门，并具有门体锁可按键锁，双重保护；
采用三层中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品； 美观易清洁；
浸塑隔开式储物架，间隔共建高度可调可控，物品存放更简单，展示效果更美观；
宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。

多种报警方式：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警，产品优势

温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；
功率小、省电，；可嵌入墙体内部，不占用空间！
多种容量规格，人性化设计的储物架，物品分隔分类方便拾取； 适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，药品冷藏冷冻室，环境监测

, 疾控中心, 食品安全, 厂矿检测等。部分长期合作对象

北京中日友好医院, 北京301、305、306、307医院; 北京煤炭总医院 四川华西医院; 中国医科大学附属医院(沈阳), 上海市人民医院;

郑州二人民医院, 新乡二院; 无锡市人民医院。浙江大学医学院附属二医院

天津市人民医院; 齐鲁医院; 广东省人民医院; 中南大学湘雅三院;

恒温箱型号参数型号: FYL-YS-150L 温度: 2~48

外型尺寸: 595×570×865mm 型号: FYL-YS-230L 温度: 2~48

外型尺寸: 595×590×1215mm 型号: FYL-YS-280L 温度: 2~48

外型尺寸: 595×570×1445mm 型号: FYL-YS-310L 温度: 2~48

外型尺寸: 595×695×1315mm 型号: FYL-YS-430L 温度: 2~48

外型尺寸: 595×680×1805mm 型号: FYL-YS-151L 温度: 0~100

外型尺寸: 595×565×860mm 型号: FYL-YS-281L 温度: 0~100

外型尺寸: 595×565×1440mm 型号: FYL-YS-431L 温度: 0~100

外型尺寸: 595×675×1795mm 型号: FYL-YS-828L 温度: 2~48

外型尺寸: 1265×680×1830mm 型号: FYL-YS-1028L 温度: 2~48

外型尺寸: 1265×680×2150mm

甘露醇溶解知识: 临床上所使用的20%甘露醇注射液是过饱和溶液, 故存放一定时间, 特别是在冬季温度比较低的情况下易析出结晶, 福意联甘露醇加温箱通过对甘露醇注射液加温并保持恒温, 减少不溶性微粒, 都能有效地防止结晶的发生, 方便了临床, 保证了病人的用药安全。

手术室恒温箱作用与用途介绍: 可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。在经过手术应激后身体适应调力均大幅度下降, 对冷刺激也更敏感, 更易导致病人痉挛的发生。急诊/ICU特殊病房输液加温箱可以降低寒颤发生率, 可减少机体热量的丢失, 减少其并发症, 促进病人早日康复

手术室恒温箱使用科室介绍适用范围: 1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温2.

手术室对甘露醇的加温3. 对于生理盐水的加温和保温4. 对手术器械的保温5. 对透析液的加温和保温6.

普外科, 妇产科, 心胸外科, 泌尿外科术中清洗

信息后缀(售后注意事项等):

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺: 一、产品质量承诺: 1、本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测, 我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查, 待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺: 1、为了保证产品的可靠性和稳定性, 系统的选材和配件均选用国内或优质品牌。2、在同等竞争条件下, 我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上, 真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺

：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回维修，更换或按订货价全额退款。