

消毒剂消毒效果检测方法有哪些

产品名称	消毒剂消毒效果检测方法有哪些
公司名称	深圳市亿博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）
联系电话	13530187509

产品详情

具体如下

(1)常用消毒液有用成分含量测定。库存消毒剂的有用成分含量依照产品企业标准进行检测；运用中的消毒液的有用浓度测定可用上述方法，也可运用经国家卫生行政部门同意的消毒剂浓度试纸（卡）进行监测。

(2)运用中消毒液染菌量测定。

监测方法：

用无菌吸管按无菌操作方法罗致1.0ml被检消毒液，加入9ml中和剂中混匀。醇类与酚类消毒剂用一般营养肉汤中和，含氯消毒剂、含碘消毒剂和过氧化物消毒剂用含0.1%硫代硫酸钠中和剂，氯己定、季铵盐类消毒剂用含0.3%吐温80和0.3%卵磷脂中和剂，醛类消毒剂用含0.3%甘氨酸中和剂，含有表面活性剂的各种复方消毒剂可在中和剂中加入吐温80至3%；也可运用该消毒剂消毒效果检测的中和剂判定实验确认的中和剂。

用无菌吸管罗致必定稀释比例的中和后混合液1.0ml接种平皿，将冷至40~45℃的融化营养琼脂培养基每皿倾泻15~20ml，36℃±1℃恒温箱培养72小时，计数菌落数；置疑与医院感染爆发有关时，进行方针微生物的检测。

(3)结果判断。

运用中灭菌用消毒液：无菌生长；

运用中皮肤黏膜消毒液染菌量：≤10CFU/ml；

其他运用中消毒液染菌量≤100CFU/ml，不得检出致病微生物。

(4)注意事项：采样后4小时内检测。