

合肥手持毒品毛发检测仪价格报价 合创毛发毒品检测

产品名称	合肥手持毒品毛发检测仪价格报价 合创毛发毒品检测
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

为了提供更精准更现代化的服务，在原便携式毛手持毒品毛发检测仪的基础上，又推出外形更便捷、功能更强大的新一代手持毒品毛发检测仪。你知道手持毒品毛发检测仪为什么可以检测出毒吗？下面是小编为大家做的分析，我们一起来了解一下吧。

这需要先从毛发的构成讲起。人体毛发的主要成分是角质蛋白，约占97%。毒品会参与到人体的新陈代谢，毒品的代谢产物会进入新生毛发的角蛋白中。对于已经生长出来的毛发，毒品的代谢物也会通过汗腺或皮脂的分泌而进入人体。其实，对于毒品检验来说，无论人体中哪种形式的毒品，毛发都扮演着非常重要的角色。

打开耗材箱，取出毛发采集工具，从嫌疑人头上剪取200根左右的头发。注意采集人员佩戴好橡胶手套；

将剪取的头发剪碎成1mm每段；将碎发置入裂解液中，并摇匀，等待3-5分钟；禁毒工作人员打开专用毛发毒品检测箱，取出有关配套产品。录入信息，把放入机器背面，手持毛发毒品检测仪自动识别。

【河南合创物联信息科技有限公司】建立了以客户为中心的快速反应及反馈机制，形成了以“诚信、品质、成就、创新”的企业文化。

手持毒品毛发检测仪检测毛发什么时候出结果?大家知道吗?相信很多人都不知道吧,接下来就由河南合创物联信息科技有限公司为大家介绍一下吧,我们一起来看一下吧。

头发中现场检测仪以头发为检测样本,整个检测过程不到3分钟。它能快速准确地检测各种的结果,并能打印出各种的定性定量结果和数值,为现场检查 and 处置提供依据。

使用时,只需将嫌疑人的毛发剪成3cm左右,放入毛发分解液中。几秒钟后,将分解液中的液体滴入检测仪器的试板中。检测仪在三分钟内就可以显示出检测结果。负责人称,这种检测仪相比常规的尿检,要更快速、检查周期更长。一次毛发采集,可检测食用毒品人员6名,还具备多批次连续检测功能,一小时可检测300人,大大提高工作效率,仪器自带大容量电池,无需插电,随时应对户外突发事件;

【河南合创物联信息科技有限公司】专业销售产品,产品秉承客户至上,获得了广大客户的信赖。我们竭诚为您服务。欢迎您来公司实地考察!

按照的手持毒品毛发检测仪检验结果,以及与多家行业同行商量界定,那么嫌疑人可以判定为人员,样本可再送实验室鉴定作为专业依据。我们来了解一下有哪些技术要求吧。

酶联吸附分析法(ELISA)是一种以通用酶作为标记物的非均相分析技术。

层析技术(ICA)是一种基于抗原特异性反应的膜检测技术,具有操作简单、快速等特点,广泛应用于临床诊断、环境监测、食品安全,毒品检测等重要领域。

超高灵敏度:灵敏度可达0.1ng/mg。

特异性好:样本颜色、高离子盐、高PH值、高对结果判读无影响。

【合创物联】拥有一批高素质的员工,员工们都奋发努力,扎实工作,生产更加高质量的手持毒品毛发检测仪等产品,以实干的精神创造更加的企业。