

灭活干式培养箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 灭活干式培养箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意 温度:0-100 交货周期:现货 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址） |
| 联系电话 | 13910804787 |

产品详情

新型冠状病毒核酸检测是病例确诊的关键环，其实检测程序仅需要经过五个步骤，取样、留样、保存、核酸提取、上机检测，这需要严谨的实验才能完成。

灭活干式培养箱用途介绍

采用干热高温使用，将核酸检测标本置于柜中设定60 -65 ，时间不少于30分钟。

灭活干式培养箱-功能简介，如需更详细的请咨询我们

功能简介：1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，优良不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。

灭活干式培养箱产品参数

====*(0-100度系
列)型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-
YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L
温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm=====
=====

北京福意联恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的公司。我们的员工包括拥有丰富经验的应用，及销售工程师，可以及时优良的为用户提供优良和咨询。多年来，不断努力，业务不断扩展，与用户建立了良好的沟通并得到用户的一致信任和真诚优良。

承诺：1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。2.用户可以咨询有关问题，并得到明确的解决方案。3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

新型冠状病毒核酸检测是病例确诊的关键环，其实检测程序仅需要经过五个步骤，取样、留样、保存、核酸提取、上机检测，这需要严谨的实验才能完成。