

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱

产品名称	妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66899.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱公司说明-

十多年来，福意联致力于医疗恒温，提升医疗售后质量及大限度减少疼痛和医疗成本，成功开发出医用恒温箱。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱公司说明：

福意联公司以更高的产品和售后，赢得客户大的满意为，依靠优良的现代企业管理不断深化企业内部改革，优良推行质量保证体系。提高产量，发扬“做事以善为先，经营有章可循”的理念，坚持“诚信为本”方针，以自己从中国走向。

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱产品参数：

-----产品型号
容积大小 温度范围
外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2-48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48
外型尺寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-
YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱售后：

福意联本着“客户至上，优良”的售后，为客户提供优良、耐用、美观的恒温设备，确保产品性能稳定及设备的寿命出客户的期望。以助客户提升，降低成本，增加市场竞争力。我们真诚感谢您选择本公司的产品和售后，客户的满意是我们售后的，原与您携手共创辉煌。

妇产科液体恒温箱 冲洗液恒温箱相关-给予盖被保温,观察组在对照组基础上给予水循温毯联合输液加温。比较两组凝血指标(包括PT、APTT、TT)、体温变化、术中液体输注情况、苏醒质量、低体温发生率、寒战发生率及手术部位感染(SS I)发生率。结果:术毕,观察组PT、APTT、TT均低于对照组(P 0.05),体温高于对照组(P 0.05),复苏时间及苏醒时间均少于对照组(P 0.05),输血量、输入胶体液总量及输入晶体液总量均少于对照组(P 0.05),低体温、寒战及SSI发生率均低于对照组(P 0.05)。结论:采用水循温毯联合输液加温对开颅手术患者进行术中保温,有利于改善凝血功能,维持体温恒定,减少低体温、寒战及SSI的发生率。

勤发发