

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱

产品名称	泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68471.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱公司说明-

采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速，强制加热吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱公司说明：

我们的每一台仪器都保证功能完好，附件齐全，指标达到原出厂标准。公司提供较为完善的售后售后。每台仪器都提供一年保修、终身维护。一旦产品出现问题，保证24小时工作时间内的响应，并尽可能提供上门售后。多年来，公司本着诚信的经营理念，在国内开拓了广泛的市场，赢得了广大用户的优良与信赖，为众多分析提供了优良的解决方案。

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱产品参数：

-----产品型号
容积大小 温度范围
外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2-48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48
外型尺寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱售后：

售后承诺书：本项目的货物质量保质期为原装全新合格产品自验收通过之日起三包一年，终身保修维护。遇严重质量问题包换，保修期后负责终身维修。保修售后均为方上门保修，既有方派专员到用户设备现场维修，也可当地售后售后机构到现场售后。

泌尿科用冲洗液恒温箱 冲洗液加温箱相关-

冬季是低体温症发病的高峰期，低体温症发病的主要原因是有些人体内产热少，体温调节功能差。特别是老年人和婴儿，对温度的变化不那么敏感。即使室内温度低也可能感觉不到。导致保温防护能力差，当体温下降到35 以下时，就会发生低体温症。手术中的患者容易引起低体温这一常见的并发症，特别是长时间的大型手术，多发生在手术麻醉中，发生率为60%-80%。低体温可能影响心血管系统、增加手术部位的感染风险、增加失血和输血要求和增加寒战的发生率。手术期间引起低体温的原因有以下几点：1.麻醉引起的体温调节分布，麻醉1小时后，体核温度降低1-1.5 。2.大多数手术室都保持在22 -24 的低温状态。3.腹部和胸部手术中打开体腔，皮肤的长期暴露，4.注射冷的静脉输液和制品，温度4 。

勤发发