

# 介入室用恒温箱 液体恒温箱

产品名称	介入室用恒温箱 液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75288.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 介入室用恒温箱 液体恒温箱公司说明-

手术中的病人本身的体质就是非常弱，体温偏低，所以在注射药品时，药品的温度也是起到关重要的一步，温度过低会使手术中的病人发生生命危险，并引发低温症。所以手术室中的药品保持在人体正常的温度37℃，保证病人的生命安全，也给病人起到身体保温的作用，更加保证了手术的成功率。手术室医用液体加温箱，主要用于医用、手术室、门诊、急救、放射科，肾内科，等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 甘露醇,冲洗液，医用盐水等。

介入室用恒温箱 液体恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 介入室用恒温箱 液体恒温箱公司说明：

的诚信，明天的市场，后天的利润。福意联以客户为尊，以质量为本，为目标市场提供优良的售后，使客户得到大的增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系。福意联仪器设备广泛适用于医院、疾控、实验室、采样、高等院校、科研机构、检测单位及工矿企业等。

### 介入室用恒温箱 液体恒温箱产品参数：

-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2-48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2-48

外型尺寸:1267\*680\*2105mm -----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

介入室用恒温箱 液体恒温箱售后：

售后之于产品，如裁缝之于锦缎。福意联相信，用心周到的售后与产品的不断创新同等重要。福意联将企业资源管理（EPR）引入客户管理系统，为各类顾客建立详实客户档案并实施会员管理，以更加规范化操作模式售后于客户。购买、安装、维修、商品咨询、投诉受理，您只需一个电话。

介入室用恒温箱 液体恒温箱相关-2000年起,作者在1-4岁的患儿手术中监测体温变化情况60例,就其体温变化与外界因素进行分析,并将计数资料用卡方检验.结果表明:患儿手术中低体温与手术类别有关,施行胸腹部手术体温下降显示( $p<0.05$ ),并与输液(血)量有关,术中输液(血)每小时大于15ml/kg体重者体温下降尤为显著( $p<0.01$ ).预防护理措施为采用多种措施保温;应用血、液加温器将血、液体加温,防止低体温的发生.

勤发发