

灭活用恒温箱56度

产品名称	灭活用恒温箱56度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	893281.00/台
规格参数	说明:福意联灭活箱 用途:样本灭活 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

检测需要多久1月9日，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判定为“状病毒”，能否快速，准确地检测到它，成为防控的关键。在特异性的诊断方法出现之前，只能根据患者体征找到一些疑似病例。很不幸的是，这次的状病毒肺炎症状上特异性不强。与SARS相比，此次肺炎起病并不很急，有些患者甚没有出现高烧。在这个流感横行的季节，单靠病人体征这种太过粗糙的方法区分状病毒感染者是非常困难的事。

灭活用恒温箱56度公司说明-

北京福意电器有限公司是一家集开发、、售后为一体的高科技企业，总部坐落于北京市，公司主要从事医疗、实验室恒温冷藏保存设备等与，公司始终秉承以以德敬人，以诚立人为企业的，为提供优异的产品和优良的售后。企业在经营过程中，坚持与客户一起成长，与供应商、商建立了稳固的合作关系。在经营中客户给予了我们巨大的优良。现在公司有供应，渠道等多方的合作伙伴，在内树立了良好的企业信誉，赢得了国内外协作伙伴和广大用户的认可与信赖，在信息产业高速发展的，我们将与时俱进。

福意联灭活用恒温箱56度用于检测前灭液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物冰箱样本等物品灭活处理。用于病毒检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

灭活用恒温箱56度型号说明：

灭活用恒温箱56度参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】48dB(a)【功率】200w【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高): 595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙2把

灭活用恒温箱56度售后说明：

向用户提供持续、优良、快捷的售后，构建优良售后； 建立完善的售后网络，向用户提供化、标准化、多元化，产品化售后； 以用户为，以用户满意度作为衡量一切工作的标准； 终身提供维修及维护售后，终身负责零配件的及时供应； 终身免费提供咨询及优良售后； 新品依照福意联购销合同实行整机免费保修，

灭活用恒温箱56度相关：世卫组织对各国有什么建议？世卫组织鼓励所有加强对严重急性呼吸道感染(SARI)的**，认真检查严重急性呼吸道感染或肺炎病例的任何异常流行情况，并向世卫组织通报状病毒感染的任何疑似病例或确诊病例。鼓励各国继续根据《卫生条例(2005)》加强突发卫生事件防范。

勤发发