

医用防护帽检测报告YY/T1642标准检测怎么办理

产品名称	医用防护帽检测报告YY/T1642标准检测怎么办理
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

医用防护帽检测报告YY/T1642-2019，可以联系检测机构工作人员进行办理，医用防护帽符合国标YY/T1642-2019《医用一次性防护帽技术要求》，由高密度聚乙烯经闪蒸法，在高温高压下形成微细的长丝，医用防护帽经加工后热压而成的无纺布。其结构致密，不透水却允许水蒸气透过。

医用帽是适用于医疗系统在临床卫生护理时用的医疗用品。日常一般医疗活动防止头发或头屑脱落，手术室或在医疗环境时起防护作用。医用帽一般采用每平方米克重不少于10g/m的PP无纺布、SMS无纺布、木浆无纺布、全棉布、涤棉布等材料制造。

医用防护帽检测报告办理流程：

- 一、咨询客服，确定检测项目及费用。
- 二、快递样品或直接送样品至实验室。
- 三、填写委托测试申请表并安排款项。
- 四、实验室安排测试，出草稿报告。
- 五、确认报告无误后，提供正式报告。