

脱脂棉纱布检测报告办理YY 0331-2002

产品名称	脱脂棉纱布检测报告办理YY 0331-2002
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

YY 0331-2002脱脂棉纱布检测

本规范非等效选用美国药典US第21版中脱脂纱布规范及原WS-196-1986脱脂纱布规范，本规范与原脱脂纱布规范的主要差异：a)增加了产品白度、吸水量、表面活性物、产品规格的多样性，纱布的抗拉强力等4个目标；b)增加了产品查验时的环境要求。本规范由国家药品监督管理局提出。

检测项目：

纤维辨别、酸碱度、外来纤维、荧光舞、纱线数、每平方米质量、最小开裂力、下沉时间、醚中可溶物、表面活性物质、水中可溶物、淀粉和糊精、可浸提的着色物质、干燥失重、硫酸盐灰分。

引用规范

下列规范所包含的条文，经过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范出版时，所示版本均为有用。所有规范都会被修订，运用本规范的各方应探讨运用下列规范最新版本的可能性。

GB 191-2000 包装储运图示标志

GB/T 8424.2-2001 纺织品 色牢度实验 相对白度的仪器评定办法GB/T 14233.1-1998

医用输液、输血、注射用具查验办法 第1部分：化学分析办法GB/T 14233.2-1993

医用输液、输血、注射用具查验办法 第二部分：生物实验办法3要求

3.1 性状

医用脱脂纱布应柔软，无臭、无味。

3.2 白度

医用脱脂纱布的白度应不低于80度。

3.3经纬密度

经纬密度（根/10 cm）应为明示标称值的±5%。

3.4宽度

宽度不得少于明示标称值的1.6%

3.5水中可溶物

在100 mL的供试液中留传残渣应不得大于0.3%。

如需检测，欢迎致电咨询。