

# PYTN-10/20/30/40P系列超强型超纯水机

产品名称	PYTN-10/20/30/40P系列超强型超纯水机
公司名称	上海赵迪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区富荣经济园区内富汇路20号17幢106-3
联系电话	86-02135110756 13524859797

## 产品详情

上海赵迪生物是国内实验室纯水机销售企业，以下是此款机器的详细参数指标，价格为市场价，因为每个客户需要的容量不同，请及时联系本公司在线值班销售经理详细咨询，我们会根据客户的需求给予本款产品优惠价格。本机具体参数如下：

### [PYTN-10/20/30/40P系列超强型超纯水机](#)

型号：PYTN-10/20/30/40P超强型超纯水机

适用范围：双向电泳、同位素分析、基因克隆、细胞免疫化学等

产水水质：

纯水：电导率  $< 1\mu\text{s}/\text{cm}@25$  ，符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008 级水标准；

超纯水：电阻率  $18.25\text{ M}\ \Omega\ \text{cm}@25$  ，符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008的 级水标准。吸光度(254nm,1cm光程):  $0.001$ ；可溶性硅[以(SiO<sub>2</sub>)计]: $<0.1\text{ppb}$ 。

综合指标：总有机碳  $< 3\text{ppb}$ ；微生物  $< 0.1\text{cfu}/\text{ml}$  热源： $< 0.001\text{EU}/\text{ml}$

终端过滤器: 根据用户需求选配 (0.01 $\mu\text{m}$ 、0.05 $\mu\text{m}$ 、0.1 $\mu\text{m}$ 、0.2 $\mu\text{m}$ )

功能特点:

操作模式：微电脑智能控制、全自动制水、触摸式按键、一键式操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、外连设备记录输出系统运行历史数据。

系统监控：纯水电导率（ $\mu\text{s}/\text{cm}$ ）值、UP超纯水电阻率（ $\text{M}\ \Omega\ \text{cm}$ ）值、耗材寿命及更换提醒、取水时间（0-999分钟）、温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）

安全保障：开机自检、缺水、断电自动保护、深度预脱盐、内置防垢程序、内置自动清洗、循环程序、自动冲洗预处理及RO系统、递进式过滤系统、全密闭抑菌式单元化设计、优化的结构设置可实时检测系统动力状况，取水水质不达标自动转入循环模式、待水质达标方可取水、可设定预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱使用寿命、实时显示耗材已用和剩余时间、方便维护保养。定时定质取水功能，工厂和客户双重密码保护模式、完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。历史取水记录以及耗材寿命管理功能。

扩展功能：产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。

工作条件：源水城市自来水(TDS  $\leq 300$ 时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度：5-40 $^{\circ}\text{C}$ ；进水压力：1~5kg/cm<sup>2</sup>

工作电源：220V/50HZ，电功率：30-80W

产水量：10/20/30/40 L/H 取水流速1.5-2.0L/min

外形尺寸：长×宽×高（400×440×570）mm