

# 血液透析机用柠檬酸消毒液卫生安全评价报告需要做什么项目（消字号）

产品名称	血液透析机用柠檬酸消毒液卫生安全评价报告需要做什么项目（消字号）
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

## 产品详情

血透机用柠檬酸消毒液是以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸含量为50%-55%。温度在80℃以上可杀灭细菌芽孢。专用于带比例混合系统的能加温至80℃的血透机消毒。

血透机用柠檬酸消毒液，批准文号：

卫消字（2013）第0033号，是医疗器械招商企业四川金山制药有限公司招商产品，[血透机用柠檬酸消毒液详情可进入》》](#)

### 【使用方法】

用于有比例混合系统的

血液透析机消毒，通过消毒液连接管吸入柠檬酸消毒液，1份消毒液加23份水，在80℃条件下作用15分钟。具体清洗消毒程序按照血透机厂家的使用说明。