

## 小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度

产品名称	小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75642.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度公司说明-

临床研究表明，复合型保温措施,对防止手术期低体温,降低手术后并发症发生有重要意义。意联医用恒温箱是供医疗单位使用的加温恒温设备，主要适用于医疗单位手术室、输液室、急诊科、输血室、注射科科室。用于对医用盐水、手术冲洗液、甘露醇等各种药液的加温及恒温保存，温度0-100 之间任意调节，满足医疗单位不同输液的加温、恒温要求。

小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度公司说明：

北京福意电器有限公司成立于1999年,十多年来，福意联一步步发展、一步步壮大，的福意联已经发展成为一家立足北京、辐射优良的具实力的医疗实验室恒温保存设备的供应商。十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与优良。所经营的仪器设备均被广泛应用于医疗、实验室、食品、科研、质检、商检、大专、院校、化工等领域。

### 小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

小型医用液体恒温箱/医用液体恒温箱37度相关-人体核心温度的正常范围在36.5 ~ 37.5 之间。临床上通常将核心温度在34.0 ~ 36.5 之间定义为低体温，有研究表明，正常健康人体温低于35.5 时，药品去甲恒温箱上腺素浓度可增700%，血压明显升高，药物代谢减慢，凝血功能障碍，免疫功能受限制等。本研究结果显示，实验组患者手术前后体温变化不大，而对照组体温下降明显，术后体温<36 。

勤发发