

嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）

产品名称	嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 安装方案:嵌入式 用途:净化手术室工程
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

- 嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）介绍医用恒温箱/手术室恒温箱/手术室医用恒温箱产品说明:该产品对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键，减低手术风险。用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体，医用盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。北京福意联有限公司凭借其医疗恒温系列产品的质量优势，以良好的信誉，诚信的经营，销售产量靠前，服务靠前的准则，赢得广大用户及合作伙伴的优良和信赖。我公司的服务是：客户上，保，诚信为本！

-嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）参数:

-

-

嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）适用范围：主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液液,冲洗液 生理盐水等。

嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）特点介绍:

- 1、制冷系统：选用优良压缩机、风机，大面积优良冷凝器、蒸发器，使用寿命长，优良省电。
- 2、箱内气流采用风道式风冷结构，温度更加均匀。
- 3、制冷强劲，在开关门后，箱内温度恢复迅速。
- 4、采用微电脑温度控制，控温优良，温度控制在 5 ± 1 ，LED显示。
- 5、中空玻璃门，箱内设有照明装置，便于观察。
- 6、箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。

-

嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）注意事项:

新购恒温箱初次使用注意事项1、恒温箱要放置平衡度,用线吊重物从恒温箱顶部沿着边框的角往下吊,以调节恒温箱平衡。2、恒温箱的四个脚必需落地踏实,前面两个脚可以旋转压紧地面,后面两个脚是固定不可调的,可是不可有损伤变形,否则恒温箱不可四脚落地,恒温箱运输中很容易损坏后面的脚,万万要注重。3、机械温控器恒温箱温度如何设定:a、直冷式恒温箱机械温控器的旋钮刻度0-7,0是停机,7是强冷,0-6越来越冻。b、恒温箱冷冻室的温度区间在-4~---24度(四恒温箱),冷藏室的温度区间在5~15度。c、温控器调节的是冷冻室温度,而冷藏室温度是随冷冻室调节而间接变化的。

-嵌入式手术室保温柜（DSA手术室）公司服务承诺：（1）正常无须更换配件的故障，只收取基本的费用，需换材料的故障需加材料费。（2）机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。（3）属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进***击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。（4）预约.....上门检查.....制定方案.....确定价格.....开始.....后开保修单.....建立档案.....回访