

# 远红外线频谱足浴桶/契健足浴设备

产品名称	远红外线频谱足浴桶/契健足浴设备
公司名称	上海契健电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品类别:浴桶 材质:木制 颜色:青色
公司地址	上海市宝山区市一路199号2楼1040G（注册地址）
联系电话	86 021 33871863 15121118479

## 产品详情

产品类别                      浴桶                                      材质                                      木制  
颜色                                      青色

详细说明



详细说明寸: 450\*360\*450mm

足浴方式：远红外线足疗，安装新型远红外线塑膜通过电气石释放负氧离子,预热时间：预热5—8分钟可使用,视环境温度而定功率：150w，耗电量极低温度控制：桶内温度不超过62℃，在短时间内让你汗流浹背箱体材质：加拿大进口杉木，经抗菌、防臭、防霉、防水、防漏气，密封性能极佳，

箱体光泽明亮，立体感强。清洁保养：经过特殊处理，使用完后用毛布把桶内擦干即可收藏安全性能：采用高科技远红外线塑膜和电气石，箱内温度不超过60℃，不会引起任何烫伤。

产品功效

.足浴桶通过电气石远红外线的综合作用在40度温度下，使足部微循环加快。使得足部血脉通顺，增加全身血液流速，对于高血压，高血脂，高血酸人群症状得到缓解。

.在生物电波的共振条件下使得脚底血液循环加快，刺激穴位点的，舒筋活络，使得人身体脉络活化，增强身体免疫力，促进身体活化，对于风湿，类风湿，内分泌等疾病有很好的缓解作用。

.在远红外线的强杀菌作用下，浴足桶打破传统观念，采用新科技电气石远红外沐足法，使得脚部真菌在此空间内无法存活，抑制真菌生成，促进细胞分裂，使各类脚部疾病达到很好的调节作用。

## 详细说明



详细尺寸: 450\*360\*450mm

足浴方式：远红外线足疗，安装新型远红外线塑膜通过电气石释放负氧离子,预热时间：预热5—8分钟可使用,视环境温度而定功率：150w，耗电量极低温度控制：桶内温度不超过62℃，在短时间内让你汗流浹背箱体材质：加拿大进口杉木，经抗菌、防臭、防霉、防水、防漏气，密封性能极佳，

箱体光泽明亮，立体感强。清洁保养：经过特殊处理，使用完后用毛布把桶内擦干即可收藏安全性能：采用高科技远红外线塑膜和电气石，箱内温度不超过60℃，不会引起任何烫伤。

## 产品功效

.足浴桶通过电气石远红红线的综合作用在40度温度下，使足部微循环加快。使得足部血脉通顺，增加全身血液流速，对于高血压，高血脂，高血酸人群症状得到缓解。

.在生物电波的共振条件下使得脚底血液循环加快，刺激穴位点的，舒筋活络，使得人身体脉络活化，增强身体免疫力，促进身体活化，对于风湿，类风湿，内分泌等疾病有很好的缓解作用。

.在远红红线的强杀菌作用下，浴足桶打破传统观念，采用新科技电气石远红红外沐足法，使得脚部真菌在此空间内无法存活，抑制真菌生成，促进细胞分裂，使各类脚部疾病达到很好的调节作用。

## 详细说明

详细尺寸: 450\*360\*450mm

足浴方式：远红外线足疗，安装新型远红外线塑膜通过电气石释放负氧离子,预热时间：预热5—8分钟可使用,视环境温度而定功率：150w，耗电量极低温度控制：桶内温度不超过62℃，在短时间内让你汗流浹背箱体材质：加拿大进口杉木，经抗菌、防臭、防霉、防水、防漏气，密封性能极佳，

箱体光泽明亮，立体感强。清洁保养：经过特殊处理，使用完后用毛布把桶内擦干即可收藏安全性能：采用高科技远红外线塑膜和电气石，箱内温度不超过60℃，不会引起任何烫伤。

1.逢春过节送礼的最佳选择，孝敬长辈们的好产品。

2.产品质量绝对过关，售后服务齐全。欢迎加盟

