

天津TANFO02kit报价 畅宇云商

产品名称	天津TANFO02kit报价 畅宇云商
公司名称	畅宇云商（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7427室
联系电话	13810792952 13810792952

产品详情

等温核酸试剂盒

TwisAmp exo

说明TwistAmp[®] exo 试剂盒可实现实时荧光 DNA 扩增。若想要以均相形式将 TwistDx RPA 扩增技术与 TwistDx 荧光 TwistAmp[®] &nb

说明

TwistAmp[®] exo 试剂盒可实现实时荧光 DNA 扩增。若想要以均相形式将 TwistDx RPA 扩增技术与 TwistDx 荧光 TwistAmp[®] exo 探针结合使用，则推荐使用本产品。用户只需提供引物、探针和模板。

非常适用于：实时荧光 DNA 检测

等温核酸试剂盒

FAQ

能否进行荧光终点分析?

可以。这样比较的是反应开始时的荧光和反应结束时的荧光，荧光增强意味着发生了扩增。

4能否支持生物素或荧光标记的寡核苷酸?

支持。在RPA反应中，北京TANFO02kit报价，连有生物素或荧光团的引物与未修饰的引物表现差不多。据悉还没有发现任何差异。

5跑胶前需要回收RPA产物吗?

需要。RPA反应中的物质会干扰琼脂糖电泳，如果不进行产物回收，跑出来的带会出现拖尾。

等温核酸试剂盒

RPA的原理:

重组酶与引物结合形成的蛋白-DNA复合物，能在双链DNA中寻找同源序列。一旦引物定位了同源序列，就会发生链交换反应形成并启动DNA合成，对模板上的目标区域进行指数式扩增。被替换的DNA链与SSB结合，防止进一步替换。在这个体系中，由两个相对的引物起始一个合成事件。整个过程进行得非常快，一般可在十分钟之内获得可检出水平的扩增产物。

天津TANFO02kit报价-畅宇云商由畅宇云商（北京）科技有限公司提供。畅宇云商（北京）科技有限公司是从事“核酸扩增试剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。