

# TALQEXO01价格 TALQEXO01 畅宇云商有限公司

产品名称	TALQEXO01价格 TALQEXO01 畅宇云商有限公司
公司名称	畅宇云商（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7427室
联系电话	13810792952 13810792952

## 产品详情

### 等温核酸试剂盒

#### 设备及配件描述

T-16

独立式RPA分析仪

3荧光通道FAM，HEX和ROX荧光素

Twista

便携式real-time荧光定量检测仪

2荧光通道FAM和ITAMRA荧光素

Twirla

便携式末端检测(磁珠) 孵育器

Milenia Hybridtech 1

TwistAmp nfo

Ball dispenser balls

磁珠T-16 , Twirla

Charger Car for twista

12v外接电源 Twista

## 等温核酸试剂盒

Milenia Hybridtech1说明

Milenia Genline HybriDetect 1 横向流动试纸条可用于检测在 TwistAmp<sup>®</sup> nfo 试剂盒与 TwistAmp<sup>®</sup>&nb

说明

Milenia Genline HybriDetect 1 横向流动试纸条可用于检测在 TwistAmp<sup>®</sup> nfo 试剂盒与 TwistAmp<sup>®</sup> nfo 探针及带标记扩增引物结合使用下生成的扩增产物。Milenia Genline HybriDetect 1 横向流动试纸条可以检测带生物素标记的扩增子。扩增后，可将产物稀释、涂点到试纸条样本垫并在缓冲液中运行数分钟，TALQEXO01报价，随后如果检测线上有金离子聚集则表明存在特异性扩增子。虽然一开始是为 PCR 应用而开发，本产品在与 RPA 系统结合使用时无需扩增后纯化或杂交即可得出很好的结果。横向流动试纸条能够以便利的免仪器方式进行检测，在某些环境中可能是一个不错的选择。

Product code: MILENIA01

## 等温核酸试剂盒

核酸试剂盒是如何工作的？

病毒独特的基因序列被设定为检测靶点，通过对检测样本进行PCR扩增，因PCR反应模板仅为DNA，因此在进行PCR反应前，应将新型冠状病毒核酸（RNA）逆转录为DNA，使靶点的DNA序列指数级增加，TALQEXO01哪家好，每一个扩增出来的DNA序列都可以于预先加入的荧光标记探针结合，产生荧光信号，TALQEXO01，扩增出来的靶点基因越多，累积的荧光信号就越强（就好比演唱会如果只有一个粉丝摇荧光棒很不显眼，如果大家一起摇那就嗨了）。如果样本中没有该病毒，自然也就检测不到荧光信号的增强了。

TALQEXO01价格-TALQEXO01-畅宇云商有限公司由畅宇云商（北京）科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。畅宇云商（北京）科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!