冷链室2 ~8 的冰柜

产品名称	冷链室2 ~8 的冰柜		
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司		
价格	.00/个		
规格参数			
公司地址	北京东城区银河soho		
联系电话	010-63331059 13910591117		

产品详情

冷链室2 ~8 的冰柜

产品参数

型号	容积(升)	温度	层架	尺寸		
FYL-YS-50L	50	4	48	2层	43 × 48 × 51cm	
FYL-YS-50LK	38					
FYL-YS-100L	100	3层	48 × 49 × 84cm			
FYL-YS-138L	138	54 × 42 × 84cm				
FYL-YS-150L	150	2	59.5 × 57 × 86.5cm			
FYL-YS-230L	230	59.5 × 59 × 121.5cm				
FYL-YS-280L	280	5层	59.5 × 57 × 144.5cm			
FYL-YS-310L	310	59.5 × 69.5 × 131.5cm				
FYL-YS-430L	430	7层	59.5 × 68 × 180.5cm			
FYL-YS-151L	151	0	100			
FYL-YS-281L	281					
FYL-YS-431L	431					
FYL-YS-828L	828	48	4层 126.5×68×18m			
FYL-YS-1028L	1028	5层	126.5 × 68 × 215cm			

商品特性

- 1) 物质为立柱式壳体。行为主体分成四部分:电气设备零碎,致冷零碎,制暖零碎,表明零碎。壳体外界采用密度高的聚氨酯材料全体人员聚氨酯发泡,具备份量轻、隔热保温作用好等特点。
- 2) 除霜功能,超低温高低温地区,内门防精华露的应用,85%温度五精华露。出入口电脑温度器,数码表明、温度控制高精度,具备左右温功能,双安全防盗锁设计方案,检修口壳体外界物质的安全寄放。
- 3) 高精密电脑温度零碎,壳体外界两个细致温度感应器,在状况温度-25 45 的状况下,仍能够坚持不懈壳体外界温度 ± 1 精确起伏;智能化风冷结构,有效和气体循环零碎,保证壳体控温。减温或制暖速度更快,设置的温度在短时间里,就可以抵达设定温度要求。
- 4) LED表明控制面板,式功能键,在2-48 经营规模内可自得调养温度预设值,温度精密度±2 ,物件寄放更安全。低乐音设计方案,采用缩紧机,乐音小于39dB(A),。
- 5) 多搁物架层设计方案,可根据寄放物件的规格型号有效调养空隙,充足运用室内空间, 高品质不锈钢板调济搁物架,存储物件便捷,且便于清理
- 6) 功耗:日用电量仅0.45KWh;宽工作电压带,工作电压不起伏地区。PTC瓷器复合型加温,加温起伏,提温均衡。均值致冷控温不良影响好。