

冷链室2 ~ 8 的冰柜

产品名称	冷链室2 ~ 8 的冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

冷链室2 ~ 8 的冰柜

产品参数

型号	容积（升）	温度	层架	尺寸	
FYL-YS-50L	50	4	48	2层	43 × 48 × 51cm
FYL-YS-50LK	38				
FYL-YS-100L	100	3层	48 × 49 × 84cm		
FYL-YS-138L	138	54 × 42 × 84cm			
FYL-YS-150L	150	2	59.5 × 57 × 86.5cm		
FYL-YS-230L	230	59.5 × 59 × 121.5cm			
FYL-YS-280L	280	5层	59.5 × 57 × 144.5cm		
FYL-YS-310L	310	59.5 × 69.5 × 131.5cm			
FYL-YS-430L	430	7层	59.5 × 68 × 180.5cm		
FYL-YS-151L	151	0	100		
FYL-YS-281L	281				
FYL-YS-431L	431				
FYL-YS-828L	828	48	4层	126.5 × 68 × 18m	
FYL-YS-1028L	1028	5层	126.5 × 68 × 215cm		

商品特性

- 1) 物质为立柱式壳体。行为主体分成四部分：电气设备零碎，致冷零碎，制暖零碎，表明零碎。壳体外界采用密度高的聚氨酯材料全体人员聚氨酯发泡，具备份量轻、隔热保温作用好等特点。
- 2) 除霜功能，超低温高低温地区，内门防精华露的应用，85%温度五精华露。出入口电脑温度器，数码表明、温度控制高精度，具备左右温功能，双安全防盗锁设计方案，检修口壳体外界物质的安全寄放。
- 3) 高精密电脑温度零碎,壳体外界两个细致温度感应器，在状况温度-25 - 45 的状况下，仍能够坚持不懈壳体外界温度 ± 1 精确起伏；
智能化风冷结构，有效和气体循环零碎，保证壳体控温。减温或制暖速度更快，设置的温度在短时间里，就可以抵达设定温度要求。
- 4) LED表明控制面板，式功能键，在2-48 经营规模内可自得调养温度预设值，温度精密程度 ± 2 ，物件寄放更安全。低乐音设计方案,采用缩紧机，乐音小于39dB(A)，。
- 5) 多搁物架层设计方案，可根据寄放物件的规格型号有效调养空隙，充足运用室内空间，高品质不锈钢板调济搁物架，存储物件便捷，且便于清理
- 6) 功耗：日用电量仅0.45KWh；宽工作电压带，工作电压不起伏地区。PTC瓷器复合型加温，加温起伏，提温均衡。均值致冷控温不良影响好。