

# 上海精科 电脑型自动紫外液相色谱层析分离仪MB-3

产品名称	上海精科 电脑型自动紫外液相色谱层析分离仪MB-3
公司名称	上海精科实业有限公司
价格	23660.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:精科 型号:MB-3
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市徐汇区钦州北路68号
联系电话	86 21 51089816 15000763484

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	精科
型号	MB-3	规格	电脑读谱、分析、保存
适用范围	/		

## 详细描述

名称	型号	主要技术参数
电脑型自动 核酸蛋白层析分离仪 (电脑读谱、分析、保存)	ma-1 普通配置 (精装4件套)	hd-9706(电脑型)、bsz-160f、hl-2、 层析柱：( 1.0×40； 1.6×50； 2.6×60 ) 波长：254，280nm; 定时范围：1秒-60小时 流量：0.1-10ml/m; 收集容量：12ml×160；
	ma-2 标准配置 (精装4件套)	hd-9706(电脑型)、sbs-160f、hl-2b、 层析柱：( 1.0×40； 1.6×50； 2.6×60 ) 波长：254，280nm; 定时范围：1秒-60小时、计滴范围：1-9999滴 流量：0.1-10ml/m; 收集容量：12ml×160；
	ma-3 升级配置 (精装5件套)	hd-9706(电脑型)、dbs-160f、dhl-2、仪器车、 层析柱：( 1.0×40； 1.6×50； 2.6×60 ) 波长：254，280nm; 定时范围：1秒-24小时、计滴范围：1-9999滴 流量：0.01-15ml/m; 定峰范围：1-100mv; 收集容量：12ml×160

电脑型自动 紫外液相色谱层析 分离仪 (电脑读谱、分析、保存)	<b>mb-1</b> 普通配置 (精装4件套)	hd-9707(电脑型)、 bsz-160f、 hl-2、 层析柱：( 1.0 × 40； 1.6 × 50； 2.6 × 60 ) 波长：220，254，280，340nm; 定时范围：1秒-24小时 流量：0.1-10ml/m; 收集容量：12ml × 160
	<b>mb-2</b> 标准配置 (精装4件套)	hd-9707(电脑型)、 sbs-160f、 hl-2b、 层析柱：( 1.0 × 40； 1.6 × 50； 2.6 × 60 ) 波长：220，254，280，340nm; 定时范围：1秒-24小时、 计滴范围：1-9999滴；流量：0.1-10ml/m; 收集容量：12ml × 160
	<b>mb-3</b> 升级配置 (精装5件套)	hd-9707(电脑型)、 dbs-160f、 dhl-2、 仪器车 层析柱：( 1.0 × 40； 1.6 × 50； 2.6 × 60 ) 波长：200，254，280，340nm nm; 定时范围：1秒-24小时、 计滴范围：1-9999滴; 流量：0.01-15ml/m; 定峰范围：1-100mv ; 收集容量：12ml × 160；电脑读谱、分析、保存
电脑型自动 紫外液相色谱层析 分离仪 (电脑读谱、分析、保存)	<b>md-3</b> 配电脑层析柜 (精装5件套)	hd-9707(电脑型)、 dbs-160f、 dhl-2、 层析柜 层析柱：( 1.0 × 40； 1.6 × 50； 2.6 × 60 ) 波长：200，254，280，340nm nm; 定时范围：1秒-24小时、 计滴范围：1-9999滴; 流量：0.01-15ml/m; 定峰范围：1-100mv ; 收集容量：12ml × 160；电脑读谱、分析、保存
电脑采集器	hd-a	将紫外检测仪检测结果传入电脑进行图谱分析，计算，打印， 保存。代替了传统记录仪。rs232c串口。
记录仪	xwt-1044s	台式单笔：10mv；3-60cm/m/h十四挡速度。
记录仪	3057-11	便携式单笔：10mv；3-60cm/m/h十四挡速度。
层析柜	cxg-a	温控范围：0-45；容积：250l；配层析支架；进口压缩机 微电
紫外液相色谱层析分离系统组合车		高分子耐有机溶剂塑料，配层析柱支架