

# YY/T0969一次性口罩检测报告如何办理？

产品名称	YY/T0969一次性口罩检测报告如何办理？
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

## 产品详情

YY/T0969一次性口罩检测报告如何办理？

一次性使用医用口罩检测检测标准为：YY/T

《一次性使用医用口罩》。下面随着小编一起来看看更多检测认证相关详情吧！

口罩质检报告检测范围：防霾口置，n95口置，劳防口罩，pm2.5口罩，儿童口置，外科口置，无纺布口置，3m口置，一次性口罩，纱布口置，口罩滤网，防尘口罩，医用口罩等。

口罩，直接与人体的呼吸系统接触，因此在一次性医用口置出厂前需进行消毒处理。一次性医用口罩一般有3层无纺布，脆弱的无纺布一般不采用高温消毒法，而是用环氧乙烷杀灭细菌、毒菌及真菌。工业生产中医用口罩的消毒方法是将其放置于浓度为400mg/L的环氧乙烷消毒室，消毒之后需要静置7天用于解析，在环氧乙烷残留量低于要求值之后，才能包装出厂。

医用绷带、缝线、注射器等一些不耐受高温消毒的物品，都能用环氧乙烷来消毒。新买的一次性医用口罩有味道，除了其本身材料的味道外还会夹杂着微量的环氧乙烷消毒后残留的味道。

口罩检测标准：

- 1、医用防护口罩：符合GB《医用防护口置技术要求》
- 2、医用外科口置：符合YY《医用外科口罩》
- 3、一次性使用医用口置：符合YY/T《一次性使用医用口罩》要求

检测标准为YY/T《一次性使用医用口罩》检测项目主要有外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、细菌过滤效率、通气阻力、微生物指标、环氧乙烷残留量。其中微生物指标主要检测细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌。