

258L医用冷藏柜

产品名称	258L医用冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:2-8 冷藏
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

258L医用冷藏柜公司-

北京福意联具有多年从业的人员，为客户提供完善的售前咨询与。公司依据自身的背景，结合用户在不同项目中的实际需要，提供优良切实可行的方案与配套设备。经营：医用冰箱，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，恒温恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜。

258L医用冷藏柜产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等;尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

258L医用冷藏柜参数：

型号：FYL-YS-828LD额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：310w噪音（声功计）：50dB(A)
外形尺寸()：1267×680×1818内部尺寸()：1160×585×1250有效容积：828L气候类型：N,SN温度范围：2~48 （温度每度可调）

型号：FYL-YS-1028L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：50dB(A)
外形尺寸()：1267×680×2105内部尺寸()：1160×585×1575有效容积：1028L气候类型：N,SN温度范围：
2~48（温度每度可调）

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸（）	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430×480×640	4
FYL-YS-88L	88L	4-8	85W	430×480×640	4
FYL-YS-50L	50L	4-38	85W	430×480×510	2
FYL-YS-100L	100L	4-38	85W	430×480×510	2
FYL-YS-138L	138L	2-8	85W	430×480×640	4
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595×570×865	6
FYL-YS-230L	230L	2-48	160W	595×590×1215	6
FYL-YS-280L	280L	2-48	160W	595×570×1445	6
FYL-YS-310L	310L	2-48	160W	595×695×1315	6
FYL-YS-430L	430L	2-48	160W	595×680×1805	8
FYL-YS-828L	828L	2-48	360w	1267×680×1818	5
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	360w	1267×680×2105	5
FYL-YS-128	-30-10	110W	550×560×850		
FYL-YS-100E					

258L医用冷藏柜特点：

- 1.福意联针对市场量身定做的低温冷藏箱，适合各个科研单位使用。
- 2.本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照实验室单位的自身条件选购更适合自己的小型实验室恒温箱。
- 3.按照常规实验室需温度调节设计，一般控温范围达到-25度到10度，2-8度，以及2-48度的多种常规温度设计。
- 4.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；
- 5.优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。
- 6.高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定。

258L医用冷藏柜相关：储存要求温度一般的储藏温度分三类：1.常温，要求温度在10 -30 ；2.阴凉，要求温度在 20 ；3.冷藏，要求温度在2 -8 。有些冷藏如、生物制剂等，一旦储藏不当，会因其蛋白结构发生变性而失效，甚变成过敏原而触发过敏反应。例如：生物合成人注射液，标注“冷藏于2 -8 的冰箱中”，表明此需冷藏储存。密封因为光照、受潮、暴露于空气中会变质、氧化、风化或挥发，以服用后应尽快封盖。零散的或纸袋包的应分类装入深色或棕色的玻璃瓶中盖严。