

## 单门冰箱310L（医用2-8℃）

产品名称	单门冰箱310L（医用2-8℃）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

单门冰箱310L（医用2-8℃）产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房；单门冰箱310L（医用2-8℃）温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

存放常识1、冷藏保存：凡温度过高会变质或变形的应放在2~15℃的低温环境中保存，一般室温达不到这一要求，因此宜放在冰箱中冷藏。受热后易变质的一般在包装上都会注明贮藏温度，常用的有、丙种球蛋白及各种生物制剂，受热后易变形的有各种肛门栓剂、优良栓剂。一些易挥发的如芳香水剂虽不需放在冰箱内，但也应放置在阴凉处。另外象乳酶生、妈咪爱、丽珠肠乐等活菌制剂，也要求的温度贮存。

2、防潮保存：许多在潮湿的空气中，会吸收空气中的水分而潮解，可出现溶化、发霉、发酵、粘连等潮解现象，这些药物就不能使用，因此，应尽量将它们放在密闭的小瓶内，并置于干燥处保存。特别容易潮解的有：阿斯匹林、酵母片、维生素B1、葡萄糖酸钙及一些含糖多的糖衣片，胶囊剂也易受潮。

3、密闭保存：有些久置空气中易于风化，应密闭保存，如硼砂、优良镁、枸橼酸等；有些长期接触空气会被氧化，如维生素C、鱼肝油滴剂等。一些易挥发的药物如红花油、\*酒及其他含酒精的制剂也要密闭保存。要密闭保存的药物应放在玻璃瓶内，瓶口要封严，不能用纸盒贮存，否则易变质。

单门冰箱310L（医用2-8）参数：

型号：FYL-YS-828LD额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：310w噪音（声功计）：50dB(A)  
外形尺寸(mm)：1267×680×1818mm内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm有效容积：828L气候类型：N,  
SN温度范围：2～48（温度每度可调）

型号：FYL-YS-1028L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：50dB(A)  
外形尺寸(mm)：1267×680×2105mm内部尺寸(mm)：1160×585×1575mm有效容积：1028L气候类型：N,  
SN温度范围：2～48（温度每度可调）

单门冰箱310L（医用2-8）：

随时接受用户咨询,与用户密切配合,保质量,按时交付客户使用,并且免费为用户培训相关设备保养及维护知识.我方对售产品一律免费质保一年,终身维护.为此公司设立了一支门从事的队伍,以季度为周期,定期回访用户.并实行实时保修与维护.

单门冰箱310L（医用2-8）公司说明：

经过多年努力，我公司在优良已具有大的影响力，在用户中建立了良好的信誉，在市场中树立了自己的优良。我们决心更加努力，把我们的各项工作做的更好，始终保持优良地位，竭诚为广大用户提供更优良、更完善的。"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。确保福意联企业对社会、对人民做更大的贡献。