

## 26-50 加温保存箱650L立式加温柜

产品名称	26-50 加温保存箱650L立式加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66764.00/台
规格参数	公司:福意联医用恒温箱 用途:医用液体加温保温 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 26-50 加温保存箱650L立式加温柜产品说明-

围术期低体温是外科手术患者常见的并发症之一,它不仅能够延长\*的作用时间,使苏醒延迟,而且还能够增加围术期的失血量,增加心血管意外以及降低术后免疫力。对于冲洗的加温是一项简便易行的护理措施,能够有效降低脊髓损伤患者围术期低体温的发生率。福意联手术室液体加温箱可用于冲洗液的加温,减少术后并发症。本产品适可加温液体、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

26-50 加温保存箱650L立式加温柜用于:生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等,温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快,液体受热均匀,操作简便,帮助病人在手术过程中保持适当温度,提高手术护理质量。

### 26-50 加温保存箱650L立式加温柜公司说明:

北京福意电器有限公司总结了冰箱、恒温箱系统之优点,使其产品内、外设计完善。福意联冰箱选用全封闭压缩机及名优配件,由于其精美的设计和完善的制造工艺,及经过严格测试和检验,因此产品具有能耗低、耗电小、噪音低、可靠性高、外观豪华大方、使用方便等优点。

### 26-50 加温保存箱650L立式加温柜参数:

1、先确认恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数

量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。3、放入后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

26-50 加温保存箱650L立式加温柜售后：

- 1、产量问题，在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的，福意联负责免费退换货；
- 2、本产品优良联保，享受三包售后，压缩机质保三年，整机质保一年，产品终身维护。
- 3、质保期内如有产量问题，免费维修；质保期外长期提供优良，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；
- 4、所有产品售后问题，请直接咨询我司，我司售后团队会在24小时内响应处理。

26-50 加温保存箱650L立式加温柜相关-

术中输注液体与冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用效果。方法：选择我院接收的手术患者 100例，根据入院治疗顺序随机分成对照组与观察组各50例，对照组采取液体不加温措施，观察组则在手术过程中将冲洗液体和输注液体加温为37℃，统计两组患者术中的体温变化情况及术中不良反应，并将结果进行对比。结果：经治疗后，观察组患者术中的体温变化幅度显著小于对照组，比较差异显著（ $P < 0.05$ ）；两组患者在术中没有出现明显的不良反应情况，比较差异不显著（ $P > 0.05$ ）。结论：对患者应用加温术中液体的方法安全，可以保证患者在手术过程中体温的稳定，为手术的成功完成提供了强有力的保证。

勤发发