

2-8 试剂保存箱310L

产品名称	2-8 试剂保存箱310L
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:现货现发
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

2-8 试剂保存箱310L公司-

北京福意电器有限公司本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借的、良好的、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

2-8 试剂保存箱310L产品说明：本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品恒温储存的目的。

2-8 试剂保存箱310L参数：

1.产品型号:FYL-YS-828L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267×680×1818mm10.内部尺寸:1160×585×1250mm11.容积:828L12.净重:208kg13.温湿度显示:自动显示箱体内部温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警,低温报警,断电报警等功能16.压缩机:采用丹佛斯压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品18.箱体:采用的彩涂板,经优良喷涂工艺

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸(mm)	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430×480×640mm	4

FYL-YS-88L	88L	480 × 490 × 840mm		
FYL-YS-50L	50L	4-38	430 × 480 × 510mm	2
FYL-YS-100L	100L			
FYL-YS-138L	138L	540 × 550 × 840mm		
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	230L	160W	595 × 590 × 1215mm	
FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm	6	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm		
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm	8	
FYL-YS-828L	828L	360w	1267 × 680 × 1818mm	5
FYL-YS-1028L	1028L	1267 × 680 × 2105mm		
FYL-YS-128	-30-10	110W	550 × 560 × 850mm	
FYL-YS-100E				

2-8 试剂保存箱310L特点：

外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；微电脑智能控制，液晶显示控制温度采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。采用原装进口丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。进口微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

2-8 试剂保存箱310L相关：常用遮光保存你知道有些是需要遮光保存的吗？有些在光照下会使有效成分的含量降低而造成失效；有些光照后又会发生理化性质的变化，甚会产生有害物质，危害健康。因此这些应该用不透光的容器盛装保存，例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器。通常需要遮光保存的常用，包括以下几类：1.滴眼剂：如普罗*胺、水杨酸扁豆碱、毛果芸香碱、利巴韦林、盐酸乙基优良、优良阿托品、丁卡因、利福平等。2.外用防腐药：如过氧化氢溶液、呋喃西林溶液、硝酸银溶液、聚维酮*溶液、*酞、磺胺嘧啶银乳膏等。3.镇痛药：如哌替啶注射剂、复方氨基比林片剂及注射剂、芬布芬胶囊等。4.利尿药：如呋塞米片及注射剂、依他尼酸片、布美他尼片及注射剂、氢噻嗪片、乙酰唑胺片等。5.止药：如卡巴克洛片、酚磺乙胺注射剂。6.平喘药：如氨茶碱片或注射剂、茶碱片等。7.抗结核药：如对氨基水杨酸钠、优良片剂及注射剂、利福平片等。8.维生素类：如维生素C、维生素K注射剂、绝大多数维生素B族片及注射剂、赖氨酸、谷氨酸钠注射剂等。9.生物制剂：如核糖核酸、抑肽酶注射剂、辅酶Q10片等。对于说明书中要求遮光保存的，应尽量将其在原包装盒内保存；如果原包装已损坏或从取来的药是分装的散片，可以把他们放在不透明的优良的瓶子或盒子中储藏。

2-8 试剂保存箱310L产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

1.产品型号:FYL-YS-1028L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267 × 680 × 2105mm10.内部尺寸:1160 × 585 × 1575mm11.容积:1028L12.净重:258kg13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能16.压

17. 压缩机：采用丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长
18. 照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品
19. 箱体：采用的彩涂板，经优良喷涂工艺