

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜

产品名称	检验科试剂储存柜 2-8度储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度显示带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜公司-

北京福意电器有限公司为外科研院、医疗单位、学校、实验室、制药、化工、环境保护及卫生检疫等相应企业提供科研实验服务。我们拥有优良的经营和雄厚的实力，完整、的质量管理。本公司以诚信、实力和产量业界的认可，与多家经营商建立了长期稳定的合作关系。各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜参数：

A、容量规格为1028L；B、搁架层数；5层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，保持恒温，同时有效地保证了物品储存。E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率F、安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、使用双层高强度

钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品H、采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启.规格参数【型号】FYL-YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)00【箱体尺寸】1265×680×2115【有效容积】1028L【气候类型】N【温度范围】2~48【制冷剂用量】R134a(382g)

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸()	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430×480×640	4
FYL-YS-88L	88L	480×490×840			
FYL-YS-100E	100L	480×490×840			
FYL-YS-50L	50L	4-38	85W	430×480×510	2
FYL-YS-100L	100L				
FYL-YS-138L	138L	540×550×840			

中型恒温冷藏箱

FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595×570×865	4
FYL-YS-230L	230L	2-48	160W	595×590×1215	
FYL-YS-280L	280L	595×570×1445		6	
FYL-YS-310L	310L	595×695×1315			
FYL-YS-430L	430L	595×680×1805		8	

对开门恒温冷藏箱

FYL-YS-828L	828L	360w	1262×680×1818	5
FYL-YS-1028L	1028L	360w	1262×680×2105	

低温恒温冷藏箱

FYL-YS-128	88L	-30-10	110W	550×560×850
FYL-YS-50LL	50L	-12-10	70W	430×480×510
FYL-YS-100LL	100	480×490×840		

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜特点：

人性化设计 大屏幕液晶显示，简单易懂，便于操作； 积极响应健康倡议，使用制冷剂（134a，），优良率，低能耗，令环境更健康； 使用三层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 内胆采用304镜面不锈钢，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调； 保采用压缩机，采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发qi,有效增大制冷面积，提高降温速度。 采用循环风机，配上独特设计的风道结构，制造出良好的空气循环系统，有效保箱内温度均匀性；

检验科试剂储存柜 2-8度储存柜相关：储存要求温度一般的储藏温度分三类：1.常温，要求温度在10 -30；2.阴凉，要求温度在 20；3.冷藏，要求温度在2 -8。有些冷藏如、生物制剂等，一旦储藏不当，会因其蛋白结构发生变性而失效，甚变成过敏原而触发过敏反应。例如：生物合成人注射液，标注“冷藏于2 -8 的冰箱中”，表明此需冷藏储存。密封因为光照、受潮、暴露于空气中会变质、氧化、风化或挥发，以服用后应尽快封盖。零散的或纸袋包的应分类装入深色或棕色的玻璃瓶中盖严。

1. 优良的温控系统：

箱体内部3个精密温度传感器，保持箱体内部温度2-20 优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 1 。

2. 独特的制冷系统：

采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。

3.人性化设计：

箱体采用优良结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；

体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度0.1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；

4.安全系统：

具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警、断电报警等多种声光报警功能，物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门。