



晰的观测箱内状况，试验中可清楚观察产品试验状况，试验室底部安装防滑铝板使用安全。

槽钢直接安装在试验室地面，整体式试验室底部安装移动脚轮定位脚杯，组装式试验底

TG-1027步入式恒温恒湿室技术参数：

设备型号	外形尺寸 (mm)		温度范围	湿度范围
TG-1027A	工作室尺寸 (mm) 2500×1800×1500	8500×2100×1700	-70℃~150℃(150℃)	20%~98% R.H.(10%~98%) R.H/5%~98% R.H为特殊选用条
TG-1027B	6100×2600×2500	8100×2000×2300	-70℃~150℃(150℃)	
升温/降温时间	温度波动精度±0.1℃(每分钟下降2.0℃,有特殊情况除外)			
保温材质	耐高漏高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝热体(可根据要求定制) 氟里昂制冷(氟里昂制冷)			
传感器	原装进口铂电阻A(PT100)或数字式传感器(进口)			
加湿系统	原装进口控温仪表，操作简单/设定方便/控制精度0.1℃/容量式加湿200段编程。			
安全保护	故障警告系统 压缩机过载 泰规公司可以根据客户要求量身定制。超温保护开关、保险丝、			