

# 中药包加热柜

产品名称	中药包加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:0-100 可调控
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

中药包加热柜公司说明--北京福意电器有限公司力量雄厚，产量过硬，检测手段齐全，深受优良广大用户的厚爱，自公司成立以来，在具有广泛的客户基础和良好的商业信誉，与外多家供应商建立了良好的伙伴关系。产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

.....  
.....  
..... 中药包加热柜中草药热敷疗法优良的是我们的祖先的智慧的结晶，他能把我们古老的中医文化和我们现在现代精美的结合在了一起，优良后呈现出来的一种独特治疗方法，简单的说就是把一些中草药方剂放在我们的体表进行热敷、口服和患者体温控制等。这种方法对我们那些顽固性疼痛病的治疗和美容、强身、益智、延年等自我保健，具有那些其它方法优良不能比拟的优势。

.....  
.....  
..... 中药包加热柜产品参数:

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
产品种类	恒温加热设备	恒温加热设备	恒温加热设备
产品形式	立式	立式	立式
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
温度显示	LCD数字式	LCD数字式	LCD数字式
噪 音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)

功率	120W	160W	200w
电源	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
温度范围	0-100	0-100	0-100
有效容积 (L)	150L	280L	430L
重量 (kg)	64kg	99kg	129kg
产品颜色	灰	灰	灰
脚轮	有	有	有
止动底角			
外门锁扣			
外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸 (宽 × 深 × 高)	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
报警：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警			

中药包加热柜特点:

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4.进口电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。

中药包加热柜公司说明--

北京福意电器有限公司汇聚了一批人员和具备素质的员工。凭借过硬的，优良的人才，完善的管理打造公司自主,为的恒温冷藏设备相关事业添砖加瓦.产品有医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、便携式冷藏盒、医用冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载样品保存箱。

.....

.....

.....

中药包加热柜中药热敷法的形式1) 药包热散：将选好的药物在沙锅内或锅内煮热，用布包裹，敷于患病部位或穴位。每次热敷时间不宜超过30分钟，每日2次。2) 药饼热敷：将药物研细末，加入适量面粉做成饼状，或蒸或烙或者是用面粉蒸饼，将药物细末散于热饼上，再将药饼敷于患病部位或穴位，凉后即换。3) 药末热敷：将选定的药物共研细末，或将选用的药物捣烂，用布包好蒸热，直接敷在患病的部位或穴位上。4) 药液热敷：将药物煎熬后，用纱布蘸取药液，直接敷于患病部位。比如，一些临床常用的外涂药水热敷，如舒筋止痛水、麝香正骨酊等均匀的喷于患病部位，先行手法揉擦1~2分钟，再将电热护颈置于患处，进行加热，加强疗效。5) 药渣热敷：将选好的药物煎煮，去汁存渣，用其药渣热敷于患处。并施盖纱布等物或用热药汁淋洒，以防散热太快。6) 药酒热敷：将用的药酒蒸热，用纱布或棉花蘸取药酒，直接敷于患病部位。

中药理疗用中药包加热柜:

- 1、售前：产品销售前为客户免费提供产品方案，并根据客户要求提供优良优良合适的解决方案及性价比优良高的产品。
- 2、：产品保质期为验收之日起1年，核心部件三年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费。
- 3、：我公司对用产品提供终生。如产品在保质期外出现故障，只收取元器件费用。
- 4、迅捷：我公司承诺客户\*在接到客户咨询或等信息后24小时内做出回应；在做出回应后48小时内安排人员到达现场。