

球磨床 MKL / 球磨机

产品名称	球磨床 MKL / 球磨机
公司名称	苏州热优贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAC 型号:实验室球磨床MKL 最大电压:220 (V)
公司地址	苏州工业园区和顺路1号博济生能科技园210室
联系电话	0512-87186613 13912619019

产品详情

品牌	LAC	型号	实验室球磨床 MKL
最大电压	220 (V)	功率	0.25 (W)
额定温度	XX ()	主要用途	实验室球磨机适合研磨，
产品认证	XX		

实验室球磨床mkl

应用范围：

实验室球磨机适合研磨，如：陶瓷上色剂,釉料,釉底料或瓷釉,如果需要其他实验室材料,肯定要碾碎成软粉.研磨处理首先是关于不同水平的金刚砂球,他们自身和陶瓷容器内部的覆盖物有冲洗.通过增加水可以达到更快捷和更出众的粉碎所必需的材料(湿的研磨).

结构描述：

- 建筑钢铁的构造
- 保护的冲床容器
- 框架上固定的220v的电机
- 主动轴由电动机通过三角带传动
- 2个轴所产生的容器的基部(用动力推动的和自由的)
- 分别的障碍阻止了容器间的接触

· 图案上减弱的发动机

优点：

- 普遍的钢铁构造陶瓷容器易受影响的使用，从内部体积的1,5升到6升
- 终生服务
- 矮的桌面类型
- 服务安全,由旋转部件盖的流通安全电流开关装置保护
- 个人从事的无懈可击的研磨操作
- 完美的车间操作,技术实践和服务安全

额外收费附件：

- 研磨容器从1,5知模工直到6升(总是2块)
- 轭关闭的橡皮盖(总是2块)
- 陶瓷研磨体(只象给新产品的填充)

标准设计包括：

- 磨粉机自身的身体

可选型号：

类型	外部尺寸 (w × h × d) mm	电压v	速度ot./ min	输入功率kw	重量kg
mkl	490 × 420 × 1490	230	75	0,25	70

体积 打磨最 填充最

	大重量	大重量
1,5	1,5	0,5
5	6	2
6	8	2,5