

2-8 低温冷藏箱温度2-8度容积大于890升

产品名称	2-8 低温冷藏箱温度2-8度容积大于890升
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

北京”福意联“是国内的恒温设备、冷藏设备、冷冻设备，雄厚的技术、丰富的知识使我们的综合实力在同行业具有越来越高的辨识度。公司的产品广泛应用于科研、工农业实验室及各大，科研院所等。公司致力于为包装、食品、、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域客户提供可靠的特定温区恒温保存设备，目前公司的产品已服务于各个行业。

福意联医用保存冰柜FYL-YS-310L产品注意事项:

- 1、冰箱内禁止存放无关的物品。
- 2、放入冰箱内的所有试剂、样品、、质控品等必须严格按照要求保存。
- 3、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏，以节约用电。
- 4、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果
- 5、若温度超出规定范围，调节温控使其回到正常范围，并进行记录。
- 6、定期清洁冰箱，清洁时切断电源，用软布蘸水冰箱内外，，确保柜内清洁卫生。

公司说明:

我公司的效劳宗旨是：客户至上，保证，诚信为本。福意联公司“以创品牌，以信用树笼统，以科技求开展”这是公司遵守的宗旨，愿为广阔用户供给价格公道、优良、效劳的产品。福意联秉承“顾客至上，锐意朝长进步”的理念，保持“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨为广阔客户供给优良的效劳。

医用保存冰柜FYL-YS-310L产品用途:

可用于储存、试剂、、生物制品等适合于学校实验室、、制药厂、、卫生所、疾控。

产品参数:

温控范围

	型号	功率	容积及要求
小型冷藏设备系列	FYL-YS-100E	85W	100升\冷藏\立式侧开门(闭光保存)带双锁
-20 低温保存系列	FYL-YS-128L		88升\ -20 冷冻\立式侧开门(闭光保存)带双锁
	FYL-YS-228L		228升\ -20 冷冻\上开门(闭光保存)带锁

温控范围

小型恒温冷藏系列	FYL-YS-50L		50升\立式侧开门\玻璃门\带双锁
	FYL-YS-100L		100升\立式侧开门\玻璃门\带双锁
	FYL-YS-138L		138升\立式侧开门\玻璃门\带双锁
单开门恒温冷藏系列	FYL-YS-150L	100W	150升\立式侧开门\玻璃门\带单锁
	FYL-YS-280L	160W	280升\立式侧开门\玻璃门\带双锁
	FYL-YS-430L	160w	430升\立式侧开门\玻璃门\带单锁
	FYL-YS-230L		230升\立式侧开门\玻璃门\带单锁
	FYL-YS-310L		310升\立式侧开门\玻璃门\带单锁
双开门恒温冷藏系列	FYL-YS-828L	360w	828L\立式双开门(对开门)\玻璃门\带单锁

FYL-YS-1028L

1028L\立式双开门（对开门）\玻璃门\带单

FYL-YS-828LD

310w

FYL-YS-1028LD

医用保存冰柜FYL-YS-310L产品特点：执行：GB/T2423.1GB/T2423.24、微电脑控制，温度数字显示，可通过温度恒定在2-48 之间，波动范围小；（传感器故障低温、低电池、开门、故障等），物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门；、可作为冷藏冷冻品解冻、升温箱使用。

相关:

储存要求

温度

一般的储藏温度分三类：1.常温，要求温度在10 -30 ；2.阴凉，要求温度在 20 ；3.冷藏，要求温度在2 -8 。

有些冷藏如、生物制剂等，一旦储藏不当，会因其蛋白结构发生变性而失效，甚变成过敏原而触发过敏反应。例如：生物合注，标注“冷藏于2 -8 的冰箱中”，表明此需冷藏储存。

密封

因为光照、受潮、于空气中会变质、氧化、风化或挥发，所以服用后应尽快封盖。零散的或纸袋包的应分类装入深色或棕色的玻璃瓶中盖严。

专门为化工、、企业、高等院校实验室及科研检测机构提供新恒温设备、配件及相关配套产品的信息。为广大分析工作者提供学习、参考的场所。北京福意联电器有限公司为了不断增长的市场需求，医用输液瓶加温箱（柜）采用同步的、技术，依托中意合资的工艺，并以合理的价格立足于，服务于全球。