

## 【】蒸膝盖尊贵电气石足浴桶/远红外足汤，托玛琳足浴桶

产品名称	【】蒸膝盖尊贵电气石足浴桶/远红外足汤，托玛琳足浴桶
公司名称	徐州康缘工贸有限公司
价格	3980.00/台
规格参数	产品类别:浴桶 规格:45*35*65cm 材质:加拿大上等铁杉木质
公司地址	中国 江苏 徐州市 徐州淮海西路255#公交大厦2303室
联系电话	86-0516-85268888

### 产品详情

产品类别	浴桶	规格	45*35*65cm
材质	加拿大上等铁杉木质	颜色	原木色

产品价格仅为产网络市场价格，具体批发价格，以及更多优惠价格，请联系我们！

徐州凯捷休闲设备有限公司【厂家直销】远红外线足浴桶，远红外线足疗桶-  
诚招全国各地空白地区代理商经销商

远红外足浴桶-不用水的足浴桶-远红外线托玛琳足浴桶-高桶

【远红外足浴桶配置如下】：

箱体材质：加拿大进口铁杉木经抗菌，防臭，防霉，防水，防漏气，密封性能极佳，箱体光泽明亮，立体感强。

发热装置：远红外碳墨加热板（最好的远红外线加热材料）

预热时间：5—8分钟 预热5分钟可使用,视环境温度而定尺寸:450x350x650(mm)主要木材:加拿大铁杉加热系统:远红外碳墨加热板（最好的远红外线加热材料）

控制面板:单控制面板

远红外足浴桶说明：

温度控制 桶内温度0-60度

安全性能 箱内温度不超过60度，不会引起任何烫伤

使用舒适 坐姿/卧姿/坐卧姿

清洁休养 经过特殊处理，使用完后用毛布把桶内擦干即可收藏；

电压 220v

功率 260w,耗电量极低

远红外纳米碳墨加热板-绝好的足底温热效果韩国进口加热膜--

远红外线汗蒸专用--汗蒸足疗

远红外托玛琳足浴桶-俯视图 托玛琳电气石按摩脚垫

生物频谱足浴桶-包装箱-小桶 生物频谱足浴桶-包装箱-高桶

内部---底座-顶盖--全新凹槽模具泡沫，牢牢卡住足浴桶，保护顶盖和底座不受外界积压破坏。

四周--1.5cm厚软泡沫，充分保证足浴桶四周的安全。

全国唯一的控制面板--厂房自主设计--行业内-最安全-最可靠的控制系统

控制电路，工厂自主研发设计，增加温度探头，灵活可拆卸保险丝，增加稳压器，增加继电器，安全性，稳定性，同时带有自动记忆功能，自动记忆上次设定的温度和时间，准确性较其他厂家得到很大提高。同时温度时间的设定，可以完全根据客户自主调节。温度时间可随意加减，温度设置更精准。。

【远红外足浴桶的工作原理】：

远红外足浴桶（足汤）是精心研制成功的新型高新技术产品，采用新型远红外线发热膜，融合了足浴与日光浴的优点，发射出远红外线产生共振产生热量，让人享受大汗淋漓的畅快，同时加速人体内新陈代谢；活化细胞，疏通经络，调整人体微循环的作用。远红外线足浴桶不用水，使用方便，展开使用小，可在家里任何地方使用。红外线主要特性：一是放射、二是强烈的渗透力，三是吸收、共振和共鸣。人体表面接受远红外线，并由表及里传导渗透，被吸收产生温热效应，与体内组织细胞产生共振、共鸣，促进了活性。并且由于产生温热效应，使人体微血管扩张，自律性加强，血液循环加快，使细胞的活性反应增强，加速了细胞与血液的物质交换，从而促进了机体的新陈代谢。

## 【主要功效及效果】：

尊贵型远红外足浴桶能够蒸到膝盖，不仅能对足部、小腿部位进行全方位的治疗，

同时能够很好的对膝盖进行治疗，促进腿部血液循环，有效缓解关节炎、类风湿、风湿性关节炎、静脉曲张的症状及剧烈针刺疼痛。

## 【适用人群】：

女性人群：手脚冰凉，血压低，贫血

中年者年纪大者：风湿病，关节炎，静脉曲张上班族：压力大，精神紧张，失眠肥胖者：肥胖症，过食症脚气病患者：香港脚，足麻

## 远红外线--生命之光

美好的阳光给人类带来生命的希望，人类以及地球上一切有生命的物体均需沐浴在温暖的阳光下，才有可能生存、繁衍。可是，您知道吗？阳光中的大部分能量并不在那绚丽的七色光中，而是在一种看不见的光线中。这种光的波长要比红色光长，光谱上在红光之外，故被称为红外线。而红外线中只有一种波长范围在5.6-15微米的远红外线，与人类关系最为密切，这是因为人——作为一个由水分、蛋白质、无机盐等多种成份构成的整体，其构成物质的特性决定它只能与这一特定的远红外线发生共振吸收；而且，此远红外线较之其它波段的光来说，对人体皮肤有一定穿透性，可深达皮下组织，从而直接活化体内组织细胞，产生较明显的热效应，促进血液循环，提高组织再生能力，从而有利于人体健康。

## 远红外线的--温热保健效果

排除身体毒素，减轻身体负担，缓解肌肉疼痛，促进运动伤害后的康复，锻炼心脏，保持身体机能的平衡，增强免疫力，加速血液循环，具有美容美体功效，调整情绪，帮助缓解压力，改善人体虚寒，促进人体酸碱体质的平衡，提高睡眠质量，促进人体系统微循环，调节内脏机理，活化细胞，延缓衰老，增强呼吸系统功能，改善人体亚健康状态。

## 远红外线光波房---远红外线作用原理--功效机理示意：

作为生命之光的远红外线，凭借其极强的渗透力，以及温热共振原理，渗透皮下组织4-5cm，促使细胞深层运动，促使人体深层细胞升温，让人体自内而外的出汗，从而排除身体毒素以及杂质，美容护肤，促进人体血液循环，增强人体新陈代谢，改善人体微循环。。。

## 试用人群：

## 使用注意事项：

检查线路和插座负荷及电压是否满足仪器的要求；该足浴桶的温控和时控应根据个人的具体情况及环境；选择合适的温度和时间；建议产品连续工作4个小时，停机1小时，这样可以有效地增加产品的使用寿命；使用产品时建议在脚踩板的上面铺块浴巾；使用完毕后，请务必关掉仪器，拔下电源插头。

## 厂家温馨提示：

请勿让无自我意识者、自己无法操作者、婴幼儿使用；感觉不舒服或身体和肌肤感觉异常时，请立即停止使用；如果长时间使用，请注意调整合适的温度，以免造成低温烫伤；勿坐或站在产品上；勿在浴室或湿气重的地方使用及保管；勿在产品里加水或用水清洗；搬运产品时，请用双手搬运，以免造成产品滑落引起故障；绝对不能将头部放入产品内；请勿在棉被内使用。

10.有下列情况者，注意使用本产品：

- a.严重伤口出血及溃烂炎症者禁用；
- b.严重高血压患者禁用；
- c.严重烧伤者禁用；
- d.孕妇和婴儿慎用；
- e.严重疾病、身体过于虚弱、高危病患、心脑血管衰竭者禁用；
- f.体内装有医疗电子仪器者慎用；
- g.与温度相忌者，慎用或经医生指导下使用；
- h.严禁将宠物放入桶内。
- i.其他未尽症状，如有疑问，请医生指导下使用；

## 特别提示：

- a.使用前多喝水，使用中或使用后1小时内喝水应喝温开水，不能喝凉开水；
- b.使用后1小时内禁止洗澡或洗脚；
- c.妇女经期期间尽量少用或用低温使用。

## 【主要功效及治疗效果】：

尊贵型远红外足浴桶能够蒸到膝盖，不仅能对足部、小腿部位进行全方位的治疗，

同时能够很好的对膝盖进行治疗，促进腿部血液循环，有效缓解关节炎、类风湿、风湿性关节炎、静脉

曲张的症状及剧烈针刺疼痛。

【适用人群】：

女性人群：手脚冰凉，血压低，贫血

中年者年纪大者：风湿病，关节炎，静脉曲张上班族：压力大，精神紧张，失眠肥胖者：肥胖症，过食症脚气病患者：香港脚，足麻

【产品属性】

型号：ky-b

规格：35\*45\*65cm

额定功率：260w

可调温度：35-55

加热装置：远红外加热膜

木质：加拿大铁杉

控制面板：单面控制板/电脑自动记忆功能

电气石足浴桶、生物频谱汗蒸足浴桶的应用

1.足汤在足疗养身馆的应用：给客人做完足疗后，可以让他们再继续用红外线足浴桶干蒸25分钟，这样更能促进足部的血液循环，以及弥补足疗师在按摩过程中不到位的地方。蒸足25分钟就可以使人全身冒汗，达到通体桑拿的效果。2.足汤在家庭中的应用：脚下有108个反射全身的穴位，建议大家每天都能抽出点时间在做一下足部的保健，现在最流行的就是享用远红外汗蒸足浴桶，他可以促进足部的血液循环，增加全身血液流速，杀死足部真菌，起到强身健体、延年益寿的保健功效。

电气石足浴桶概、足汤述：

生物频谱足浴桶的诞生解决了现代人运动少的困惑，在家里、办公室里就能够轻松、安全的享受频谱足浴桶带来的健康。生物频谱足浴桶、远红外足浴桶是目前世界上最先进的生物频谱技术与中医经络学理论相结合研制而成的新一代沐足保健的高科技产品。利用仿生频谱、远红外线，同时配以天然进口杉木精致而成，对人体足部以热力进行强烈刺激，从而达到强身健体，防病治病，延年益寿的作用。

远红外足浴桶、电气石足浴桶原理：

足浴桶依据脚部发射区与人体各器官健康紧密关联的原理，是整个脚部发射区处于与人体器官接近的频谱能量场内产品将整个脚部发射处于人体器官接近的频谱能量场内，有效刺激脚底个穴位，通过频谱波穿透人体肌肤，从而改善人体和提高身体机能，消除亚健康，达到自我保健之功效。

电气石足浴桶功效与作用：

现代医学证实，人老脚先老，寒从脚下起，小看脚一双，头上曾层霜，因为脚掌有无数神经末梢，与大脑紧紧相连，同时又密布众多的血管，固有人体第二心脏之称。

经常对脚进行汗蒸足浴，是足部的涌泉、太冲、隐白、昆仑等诸多穴位受到热力刺激，就会促进人体血脉流通，调理脏腑，平衡阴阳，疏通经脉，达到强身健体，推迟衰老，祛病延年的作用：

- 1、有效缓解各种疼痛，缓解疲劳，疏通经脉，恢复元气，有利于夜间睡眠。
- 2、能促进新陈代谢，调节身体机能，从而达到减少脑血管疾病的发生。
- 3、降低血液粘稠度，肥胖的人和老年人血液呈高粘滞状态，流动缓慢，尤其是平常运动少、血液粘稠度高的人，通过对本产品的使用，可以促进血液循环，降低血液粘稠度，是血液流动朝正常状态转化，最后达到良性循环。
- 4、具有很好的保健、美容、延缓衰老等作用。
- 5、对风湿性关节炎、腿脚麻木、抵抗力低下、易感冒症状有良好的改善作用。

200岁远红外光波韩式托玛琳汗蒸桑拿设备是您忠实的朋友！！世界最好的远红外光波/汗蒸房制造商之一the best manufacturer for infrared saunas in the world!徐州凯捷休闲设备有限公司qq: 531388632  
895468080全国统一400热线：400 6655 120手机mobile:+86-0-13337935188 13372209188电话tel:+86-0516-85761588网址：我要桑拿网<http://www.51sauna.com>、<http://www.sunlays.com.cn>、<http://sunlays.taobao.com>

邮箱e-mail:[sunlays@yahoo.cn](mailto:sunlays@yahoo.cn)、[sunlays@126.com](mailto:sunlays@126.com)高品质生活，从200岁开始。。。

承接：汗蒸房、桑拿房、高温瑜伽练功房（热瑜伽）、汗蒸馆、养生馆等工程的设计施工。远红外光波浴房、家用汗蒸房、家庭汗蒸房、移动汗蒸房的生产设计加工oem/odm订单。

200岁光波房汗蒸房桑拿房-淘宝网官方旗舰店---<http://sunlays.taobao.com>