

# 潍坊全钢气瓶柜，防爆安全柜，单双瓶储存柜，实验室安全柜

产品名称	潍坊全钢气瓶柜，防爆安全柜，单双瓶储存柜，实验室安全柜
公司名称	山东鑫广实验设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区崔家庄工业园
联系电话	13853666190

## 产品详情

# 潍坊全钢气瓶柜，防爆安全柜，单双瓶储存柜， 实验室安全柜

潍坊全钢气瓶柜，防爆安全柜，单双瓶储存柜，实验室安全柜

免费上门测量，提供设计图，安装！

产品特点：

- 1、柜体全部采用1.2mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用1.5mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷塑，高温固化处理；/2、柜顶部中间有 150mm出风口2、柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，风量大于300m<sup>3</sup>/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）°C，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态；
- 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心理化板或瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的聚丙烯可调风阀；柜体内部下层留有可以存放不少于120

mm厚黄沙的埋埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个 60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；

4、内部配置3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白PP,层板设有8MM的通气孔；

5、铰链:连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为150 ° C-180 ° C时密封条局部膨胀，温度达到750 ° C时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5,以保证储存药品的安全性）；

6、防火材料:柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料；

7、电子密码锁锁:应符合GB10409—2001中5.4要求；

8、电源:应符合GB10409-2001中5.5的要求；

通风控制装置：

A、柜体底部应设置进风口及可调节不锈钢风阀，可调节风阀灵活，并能控制风量大小。

B、柜体应设置通风口，通风口风速应不小于0.5m/s。

C、通风管道口径宜采用 160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ141的要求。

温湿度控制报警装置:柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V ± 10%50Hz温度启控0~99.9 ° C（用户设定），湿度启控0~99.9%RH（用户设定）

特殊安全性要求:机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。

山东鑫广实验设备科技有限公司---产品广泛应用于医疗、卫生、检疫、商检、科教、生物制药、食品化工、石油、环保、等多个行业的不同类别的实验室。产品服务范围涵盖：实验室规划、实验室整体装修工程、实验室家具、通排风系统、气路系统、水电、净化洁净系统、空调新风系统。结合实验室现状，我公司推出了全新的实验室系列产品（主要产品有：全钢结构、全木结构、钢木结构三大系列中央实验台和边台及仪器台、操作台、天平台、药品柜、器皿柜、通风柜、水斗台、试剂柜、超净工作台、配套设施等）。